



PRODUCT RANGE / UROLOGY

GAMME DE PRODUITS / UROLOGY



BRI/MD - 0001

TOUS SILICONE FOLEY CATHÉTERS À BALLONNET

Biorise est fière d'annoncer le lancement de celui-ci Toutes Silicon Foley cathéter à ballonnet. Biorise Tous Foley cathéters à ballonnet silicone sont fabriqués à partir de silicium de qualité médicale à 100% et sont adaptés pour les patients nécessitant un cathétérisme long terme.

Description du produit:

- Le Biorise Tous Silicone Foley Balloon Catheter est fait de 100% silicone.
- La surface lisse minimise le risque de plaies de formage.
- L'élasticité et la compatibilité bio assurer un maximum de confort pour le porteur.

Détails:

- Grand gamme de produits
- Deux & Trois-way transparent, silicone 100%
- La taille de ballon: 3-5 ml/5-10 ml/10-30 ml
- ballon symétrique pour assurer optimum ancrage dans la vessie
- arrondis, pointe scellée
- Vanne couleur.

Avantages du produit:

- Haut niveau de bio-compatibilité prévient les irritations des muqueuses, faible risque d'allergie
- Performances supérieures drainage grâce à une grande capacité de tube et «yeux»
- pointe non-traumatique et «yeux» font le cathéter facile à positionner.
- matériau élastique fixe garantit un maximum de confort pour le porteur.

ALL SILICONE FOLEY BALLOON CATHETERS

BioRise is proud to announce the launch of it All Silicon Foley Balloon Catheter. BioRise All silicon Foley Balloon Catheters are made from 100% medical grade silicon and are suitable for patients requiring long term catheterization.

Product Description:

- The BioRise All Silicone Foley Balloon Catheter is made of 100% silicone.
- The smooth surface minimizes the risk of sores forming.
- The elasticity and bio compatibility ensure maximum comfort for the wearer.





















Details:

- Wide product range
- Two & Three-way transparent, 100% silicone
- Balloon sizes: 3-5 ml/5-10 ml/10-30 ml
- Symmetrical balloon to ensure optimum anchoring in the bladder
- Rounded, sealed tip
- Color-coded valve.

Product benefits:

- High level of bio-compatibility prevents irritation of the mucous membranes, low risk of allergy
- Superior drainage performance thanks to large tube capacity and "eyes"
- Non-trauma tip and "eyes" make the catheter easy to position.
- Fixed, elastic material ensures maximum comfort for the wearer.



Specification's:					Specification:				
Taille	Enfants	Mâle	Mâle	Mâle	Gender	Children	Male	Male	Male
Ballon Taille	5-10 ml	5-10ml	30ml.	Intégré 5-10ml	Ballon Size	5-10 ml	5-10ml	30ml.	Integrated 5-10ml
Longueur	33cm	42cm	42cm	42cm	Length	33cm	42cm	42cm	42cm
Ch/Fr.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ch/Fr.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
 8	8				 8	8			
 10	10				 10	10			
 12		12		12	 12		12		12
 14		14	14	14	 14		14	14	14
 16		16	16	16	 16		16	16	16
 18		18	18	18	 18		18	18	18
 20		20	20	20	 20		20	20	20
 22		22	22	22	 22		22	22	22
 24		24	24	24	 24		24	24	24
 26		26	26		 26		26	26	



BRI/MD - 0002



FOLEY BALLON CATHETER (2 VOIES, 3 VOIES)

Foley Ballon Catheter est un cathéter urinaire utilisé pour le drainage d'urine à court ou à long terme.

Les cathéters sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel. Surface lisse siliconé pour intubation non traumatique. L'extrémité distale est conique avec des yeux super smooth proportionnelles à l'autre pour fournir une intubation non traumatique. Fourni avec ultra mince ballon, très élastique. Disque Clapet anti-retour pour garantir le bon inflation et la déflation libre de ballon. Egalement disponible en 100% élastomère de silicone. Pour les tailles 16 à 26 Fr, plus petite capacité de ballon est également disponible sur demande du client. conditionnement

Stérile, Emballage individuel au pelage blister pouvoir.
Boîte de 10; Carton de 600
Poids brut: 15,300 kg
Taille principale de carton: 680 x 315 x 530mm

FOLEY BALLOON CATHETER (2 WAY, 3 WAY)

Foley Balloon Catheter is a Urinary tract catheter used for short or long term urine drainage.

Catheters are made from Natural Latex Rubber. Siliconised smooth surface for non traumatic intubation. Distal end is coned with super smooth eyes proportional to each other to provide non traumatic intubation. Provided with ultra thin, highly elastic Balloon. Hard Non Return Valve ensures trouble free inflation and deflation of Balloon. Also available in 100% Silicon elastomer. For sizes 16 to 26 Fr, smaller balloon capacity is also available on customer requirement. Packing

Sterile, Individually packed in peel able blister pack.
Box of 10; Master Carton of 600
Gross weight:15.300kg
Master Carton size: 680 x 315 x 530mm

Tailles			
Two Way		Three Way	
Taille in FG	Ballon Capty.	Taille in FG	Ballon Capty.
8 & 10	3cc	16,18,20,22,24 & 26	30-50cc
12 & 14	15cc		
16,18,20,22, 24 & 26	30-50cc		

Sizes			
Two Way		Three Way	
Size in FG	Balloon Capty.	Size in FG	Balloon Capty.
8 & 10	3cc	16,18,20,22,24 & 26	30-50cc
12 & 14	15cc		
16,18,20,22, 24 & 26	30-50cc		

FG	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Code Couleur	Noir	Gris	Blanc	Jaune	Orange	Rouge	Vert	Violet	Bleu	Rose

FG	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Colour Code	Black	Grey	White	Green	Orange	Red	Yellow	Voilet	Blue	Pink



HOMME CATHÉTER EXTERNE ÉTUI PÉNIEN

Homme cathéter externe sont utilisés pour traiter l'incontinence urinaire chez les hommes.

Cathéter est fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

Fourni avec bande adhésive pour la fixation correcte du cathéter sur le pénis.

conditionnement

Stérile, individuellement emballés dans un emballage de sachet pelable.

Boîte de 50; Carton de 500.

Poids brut: 7,100 kg

Taille principale de carton: 650 x 420 x 230mm

MALE EXTERNAL CATHETER PENILE SHEATH

Male External Catheter are used for urine incontinence in Male patients.

Catheter is made from Natural Latex Rubber.

Provided with adhesive strip for proper fixing of catheter on penis.

Packing

Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.

Box of 50; Master Carton of 500.

Gross weight: 7.100kg

Master Carton size: 650 x 420 x 230mm



BRI/MD - 0003

Tailles		Sizes	
Faible	20mm	Small	20mm
Medium	25mm	Medium	25mm
Grand	30mm	Large	30mm
Extra Grand	35mm	Extra Large	35mm

NÉLATON CATHÉTER

Nélaton cathéter est utilisé pour la vessie par l'urètre cathétérisme.

Les cathéters sont fabriqués à partir non toxique, non irritant, médical composé de PVC de qualité.

La ligne opaque radio fournie à travers le cathéter pour la visualisation radiographique. L'extrémité distale est conique avec deux yeux latéraux pour le drainage maximum.

L'extrémité proximiMâle est fourni avec une forme d'entonnoir connecteur pour une connexion facile au sac d'urine.

Connecteurs en forme d'entonnoir sont codés par couleur pour l'identification des tailles.

conditionnement

Stérile, emballé individuellement sous blister pelable.

Boîte de 100; Carton de 1000.

Poids brut: 14,200 kg

Taille principale de carton: 680 x 315 x 530mm

NELATON CATHETER

Nelaton Catheter is used for bladder catheterisation through urethra.

Catheters are made from Non toxic, non irritant, Medical grade PVC Compound.

Radio opaque line provided through out the catheter for X-ray visualization.

Distal end is coned with two lateral eyes for maximum drainage.

Proximal end is provided with Funnel shape connecter for easy connection to Urine Bag.

Funnel shape connectors are colour coded for identification of sizes.


Packing

Sterile, Individually packed in peelable blister pack.

Box of 100; Master Carton of 1000.

Gross weight: 14.200kg

Master Carton size: 680 x 315 x 530mm



BRI/MD - 0004



Taille	FG-8	FG-10	FG-12	FG-14	FG-16	FG-18	FG-20
Couleur	Bleu	Noir	Blanc	Jaune	Orange	Rouge	Vert

Size	FG-8	FG-10	FG-12	FG-14	FG-16	FG-18	FG-20
Colour	Blue	Black	White	Green	Orange	Red	Yellow

CATHÉTER URÉTRAL

Sonde urétrale est utilisé pour le drainage d'urine.

Cathéter est fabriqué à partir de non-toxique non irritant de qualité médicale composé de PVC.

L'extrémité distale est conique avec deux yeux latéraux pour le drainage maximum.

L'extrémité proximale est fourni avec une forme d'entonnoir connecteur pour une connexion facile au sac d'urine.

conditionnement

Stérile, individuellement emballés dans peel pack de mesure.

Boîte de 100; Carton de 1000.

Poids brut: 13,500 kg

Taille principale de carton: 680 x 315 x 530mm

URETHRAL CATHETER

Urethral Catheter is used for urine drainage. Catheter is made from non-toxic non irritant medical grade PVC Compound.

Distal end is coned with two Lateral eyes for maximum drainage.

Proximal end is provided with Funnel shape connector for easy connection to Urine Bag.


Packing

Sterile, Individually packed in peel able pack.

Box of 100; Master Carton of 1000.

Gross weight: 13.500kg

Master Carton size: 680 x 315 x 530mm



BRI/MD - 0005

Longueur effective	Longueur totale	Effective Length	Total Length
370mm	400mm	370mm	400mm

Tailles	Sizes
S-90-14FG	S-90-14FG
S-91-10FG	S-91-10FG



**URINE SAC DE RAMASSAGE
MESURÉ AVEC INDICATEUR DE
VOLUME**

Sonde urétrale est utilisé pour le drainage d'urine.

Cathéter est fabriqué à partir de non-toxique non irritant de qualité médicale composé de PVC.

L'extrémité distale est conique avec deux yeux latéraux pour le drainage maximum.

L'extrémité proximale est fourni avec une forme d'entonnoir connecteur pour une connexion facile au sac d'urine.

conditionnement

Stérile, individuellement emballés dans peel pack de mesure.

Boîte de 100; Carton de 1000.

Poids brut: 13,500 kg

Taille principale de carton: 680 x 315 x 530mm

**URINE COLLECTING BAG
WITH MEASURED VOLUME
METER**

Urethral Catheter is used for urine drainage. Catheter is made from non-toxic non irritant medical grade PVC Compound.

Distal end is coned with two Lateral eyes for maximum drainage.

Proximal end is provided with Funnel shape connector for easy connection to Urine Bag.

Packing

Sterile, Individually packed in peel able pack.

Box of 100; Master Carton of 1000.

Gross weight: 13.500kg

Master Carton size: 680 x 315 x 530mm



BRI/MD - 0006

Tailles		Sizes	
Capacité de la bouteille	250ml (Adult)	Bottle Capacity	250ml (Adult)
Capacité du sac	2000ml	Bag Capacity	2000ml
Longueur du tube	90cm	Tube Length	90cm

URINE SAC DE RAMASSAGE

Urine rassemblant le sac est utilisé pour le drainage d'urine à court et à long terme.

2000 ml d'Urine Bag est fabriqué à partir de qualité médicale bâches en PVC souple.

Clapet anti-retour pour éviter le reflux d'urine.

Super lisse, tube de résistance kink 90cm

fourni avec

Connecteur universel pour une connexion facile au cathéter de drainage.

Le sac est titulaire d'échelle facile à lire.

Egalement disponible avec Top vidange de fond et une poignée moulée pour faciliter la manipulation et de transport facilité.

conditionnement

Stérile, individuellement emballés dans un emballage de H.M Tear.

Maître Carton de 400.

Poids brut: 25,200 kg

Taille principale de carton: 750 x 305 x 650mm

URINE COLLECTING BAG

Urine Collecting Bag is used for short and long term urine drainage.

2000ml Urine Bag is manufactured from Medical grade soft PVC sheeting.

Non Return Valve to avoid the back flow of Urine.

Super smooth,90cm kink resistance tube provided with

Universal Connector for easy connection to the drainage catheter.

Bag is graduated with easy to read scale.

Also available with Top Bottom Outlet and Moulded handle for easy handling and carrying facility.

Packing

Sterile, Individually packed in Tear H.M pack.

Master Carton of 400.

Gross weight: 25.200kg

Master Carton size: 750 x 305 x 650mm



BRI/MD - 0007



Tailles		Sizes	
Capacité du sac	2000ml	Bag Capacity	2000ml
Longueur du tube	90cm	Tube Length	90cm

URINE SAC DE RAMASSAGE - PÉDIATRIE

Recueil d'urine Sac pédiatrique est utilisé pour la collecte d'urine pour les nourrissons mâles et femelles.

Urine Bag 100ml composent de colle allergique Hypo pour une bonne fixation de la poche à urine.

Urine Bag est obtenu échelle facile à lire. conditionnement

Stérile, emballé individuellement en sachet. Boîte de 100; Carton de 2000.

Poids brut: 18.100gm

Taille principale de carton: 650 x 380 x 430mm

URINE COLLECTING BAG - PAEDIATRIC

Urine Collecting Bag Paediatric is used for urine collection for both Male and Female infants.

100ml Urine Bag consist of Hypo allergic adhesive for proper fixing of urine bag.

Urine Bag is graduated with easy to read scale.

Packing

Sterile, Individually packed in polybag.

Box of 100; Master Carton of 2000.

Gross weight: 18.100gm

Master Carton size: 650 x 380 x 430mm



BRI/MD - 0008

Tailles		Sizes	
Capacité du sac	100ml	Bag Capacity	100ml

SAC DE JAMBE

Convient pour une utilisation jour et nuit pour l'incontinence

Fabriqués à partir de feuilles de PVC souple de qualité clinique.

Disponible avec sortie inférieure.

Vanne pour empêcher le reflux d'urine non-retour.

Imprimé avec échelle facile à lire.

Pratique pour attacher sur la cuisse avec sangles élastiques facultatifs

conditionnement

Stérile, individuellement emballés dans un emballage de sachet pelable.

Boîte de 10; Carton de 100

Poids brut: 9,200 kg

Taille principale de carton: 570 x 320 x 340mm

LEG BAG

Suitable for day & night use for incontinence

Manufactured from soft clinical grade PVC sheeting.

Available with bottom outlet.

Non-return valve to prevent the backflow of urine.

Printed with easy to read scale.

Convenient for tying on thigh with optional elastic straps

Packing

Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.

Box of 10; Master Carton of 100

Gross weight: 9.200kg

Master Carton size: 570 x 320 x 340mm



BRI/MD - 0009

Capacité	Available Longueur du tubes	Capacity	Available Tube Lengths
750ml	10, 20 & 30cm	750ml	10, 20 & 30cm
500ml	10, 20 & 30cm	500ml	10, 20 & 30cm



GASTRO-ENTROLOGY



BRI/MD - 0010

SALEM PUISARD TUBE / IRRIGATION TUBE GASTRODUODENAL TUBE DUAL FLOW

Tube du type à double flux est utilisé pour prévenir l'accumulation de sécrétions gastriques et de l'air.

Le tube à double lumière sur toute la longueur fournit évent d'air lorsque l'estomac a été évacué de la matière particulaire liquide, de l'air ou un petit accumulée.

L'extrémité distale est conique avec dix yeux latéraux.

Tube opaque Radio est marquée à 45, 55, 65 et 75 cm de la pointe pour un positionnement précis.

L'extrémité proximale est fourni avec le connecteur d'entonnoir universel avec double connecteur conique pour une extension aisée. conditionnement

Sterile, individuellement emballés dans un emballage de sachet pelable.

Boîte de 20; Carton de 400.

Poids brut: 18,600 kg

Taille principale de carton: 570 x 310 x 680mm

SALEM SUMP TUBE/IRRIGATION TUBE GASTRO DUODENAL DUAL FLOW TUBE

Dual flow type tube is used to prevent the accumulation of gastric secretions and air.

Double lumen tube throughout the length provides airvent when the stomach has been evacuated of accumulated liquid, air or small particulate matter.

Distal end is coned with ten lateral eyes.

Radio opaque tube is marked at 45, 55, 65 and 75 cm from the tip for accurate placement.

Proximal end is provided with Universal Funnel Connector along with Double Taper connecter for easy extension.

Packing

Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.


Box of 20; Master Carton of 400.

Gross weight: 18.600kg

Master Carton size: 570 x 310 x 680mm

Longueur effective	119cm	Effective Length	119cm
Longueur totale	122cm	Total Length	122cm

Code Couleur	Blanc	Jaune	Orange	Rouge	Vert	Colour Code	White	Green	Orange	Red	Yellow
---------------------	-------	-------	--------	-------	------	--------------------	-------	-------	--------	-----	--------



BRI/MD - 0011

LEVIN TUBE - TUBE DE L'ESTOMAC

Le tube de Levin est utilisé pour le drainage gastro-intestinal.
 Fabriqué à partir de composé non toxique, PVC de qualité médicale.
 L'extrémité distale est conique avec quatre yeux latéraux pour le drainage efficace.
 Le tube est marquée à 45, 55, 65 et 75cm de l'extrémité distale pour un positionnement précis dans l'abdomen.
 La ligne opaque radio fournie à travers le tube pour vérifier la position du cathéter radiologiquement.
 L'extrémité proximiMâle est fourni avec entonnoir Universal Connecteur d'extension facile.
 conditionnement
 Stérile, individuellement emballés dans un emballage de sachet pelable.
 Boîte de 50; Carton de 500
 Poids brut: 16,500 kg
 Taille principale de carton: 790 x 475 x 275mm

LEVIN'S TUBE - STOMACH TUBE

Levin's tube is used for Gastro intestinal drainage.
 Manufactured from non toxic, medical grade PVCcompound.
 Distal end is coned with four lateral eyes for efficient drainage.
 The tube is marked at 45, 55, 65 and 75cm from the distal end for accurate placement into the abdomen.
 Radio opaque line provided throughout the tube for checking the position of the catheter radiologically.
 Proximal end is provided with Universal Funnel Connector for easy extension.
 Packing
 Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.
 Box of 50; Master Carton of 500
 Gross weight: 16.500kg
 Master Carton size: 790 x 475 x 275mm

Longueur effective	119cm
Longueur totale	122cm

Tailles								
FG	6	8	10	12	14	16	18	20
Code Couleur	Jaune	Bleu	Noir	Blanc	Jaune	Orange	Rouge	Vert

Sizes								
FG	6	8	10	12	14	16	18	20
Colour Code	Green	Blue	Black	White	Green	Orange	Red	Yellow



LE TUBE DE RYLE - TUBE DE L'ESTOMAC

Le tube de Ryle est utilisé à des fins d'alimentation nutritionnelle ou l'aspiration des sécrétions intestinales.
 Fabriqué à partir de composé non toxique, PVC de qualité médicale.
 L'extrémité distale est conique avec des billes d'acier scellés dans le tube pour faciliter une insertion facile.
 Quatre yeux latéraux pour le drainage efficace.
 Le tube est marqué à 50, 60 et 70 cm de l'extrémité distale pour la mise en place précise dans l'abdomen.
 La ligne opaque radio fournie à travers le tube de visualisation radiographique.
 L'extrémité proximale est fourni avec le connecteur d'entonnoir Universal pour l'extension facile.
 conditionnement
 Stérile, individuellement emballés dans un emballage de sachet pelable.
 Boîte de 50; Carton de 500
 Poids brut: 14,500 kg
 Taille principale de carton: 790 x 275 x 475mm


RYLE'S TUBE - STOMACH TUBE

Ryle's tube is used for nutritional feeding purposes or aspiration of intestinal secretions.
 Manufactured from non toxic, medical grade PVC compound.
 Distal end is coned with steel balls sealed into the tube to facilitates easy insertion.
 Four lateral eyes for efficient drainage.
 The tube is marked at 50, 60 and 70cm from the distal end for accurate placement into the abdomen.
 Radio opaque line provided throughout the tube for X-ray visualization.
 Proximal end is provided with Universal Funnel Connector for easy extension.
 Packing
 Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.
 Box of 50; Master Carton of 500
 Gross weight: 14.500kg
 Master Carton size: 790 x 275 x 475mm

Longueur effective	102cm	Effective Length	102cm
Longueur totale	105cm	Total Length	105cm

FG	6	8	10	12	14	16	18	20
Code Couleur	Jaune	Bleu	Noir	Blanc	Jaune	Orange	Rouge	Vert

FG	6	8	10	12	14	16	18	20
Colour Code	Green	Blue	Black	White	Green	Orange	Red	Yellow



INFANT FEEDING TUBE

Tube d'alimentation du nourrisson est utilisé pour les nouveau-nés et l'alimentation pédiatrique.
 Fabriqué à partir de composé non toxique, PVC de qualité médicale.
 L'extrémité distale est de forme conique lisse pour l'intubation non traumatique.
 Deux yeux latéraux pour le drainage efficace.
 Le tube est marqué à 20 cm de l'extrémité distale pour la mise en place précise dans l'abdomen.
 La ligne opaque radio fournie à travers le tube de visualisation radiographique.
 L'extrémité proximale est munie d'Luer montage pour la connexion avec le dispositif d'alimentation.

conditionnement

Sterile, emballé individuellement sous blister pelable.
 Boîte de 100; Carton de 2000.
 Poids brut: 15,200 kg
 Taille principale de carton: 650 x 380 x 430mm

INFANT FEEDING TUBE

Infant Feeding tube is used for neonates and paediatric feeding.
 Manufactured from non toxic, medical grade PVC compound.
 Distal end is smooth coned shape for non traumatic intubation.
 Two lateral eyes for efficient drainage.
 The tube is marked at 20 cm from the distal end for accurate placement into the abdomen.
 Radio opaque line provided throughout the tube for X-ray visualization.
 Proximal end is provided with luer mount for connection with feeding device.

Packing

Sterile, Individually packed in peelable blister pack.
 Box of 100; Master Carton of 2000.
 Gross weight: 15.200kg
 Master Carton size: 650 x 380 x 430mm

Longueur effective	50cm	Effective Length	50cm
Longueur totale	52cm	Total Length	52cm

Tailles						
FG	5	6	7	8	9	10
Code Couleur	Gris	Jaune	Blanc	Bleu	Orange	Noir

Sizes						
FG	5	6	7	8	9	10
Colour Code	Grey	Green	White	Blue	Orange	Black




SONDE RECTALE

Utilisé pour l'introduction de lavement dans le rectum.
 Fabriqué à partir de, composé de PVC non-toxique non irritant de qualité médicale
 L'extrémité distale est ouverte avec un oeil latéral pour un drainage efficace.
 L'extrémité proximale est fourni avec une forme d'entonnoir connecteur pour une connexion facile à l'équipement d'aspiration.
 Connecteurs d'entonnoir sont codés par couleur pour une identification instantanée de taille.
 conditionnement
 Stérile, individuellement emballés dans un emballage pelable.
 Boîte de 100; Carton de 1000.
 Poids brut: 25,500 kg
 Taille principale de carton: 750 x 305 x 650mm

RECTAL CATHETER

Used for introduction of enema solution into rectum.
 Manufactured from non-toxic, non irritant medical grade PVC compound
 Distal end is open with one lateral eye for efficient drainage.
 Proximal end is provided with Funnel shape connector for easy connection to the suction equipment.
 Funnel connectors are colour coded for instant size identification.
 Packing
 Sterile, Individually packed in peelable pack.
 Box of 100; Master Carton of 1000.
 Gross weight: 25.500kg
 Master Carton size: 750 x 305 x 650mm



BRI/MD - 0014

Longueur effective	57cm	Effective Length	57cm
Longueur totale	60cm	Total Length	60cm

FG	12	14	16	18	20	22	24	26
Code Couleur	Gris	Jaune	Orange	Rouge	Vert	Violet	Bleu	Rose


FG	12	14	16	18	20	22	24	26
Colour Code	Grey	Green	Orange	Red	Yellow	Voilet	Blue	Pink

«T» LE TUBE DE KEHR

Le tube «T» de Kehr est utilisé pour faire court post-opératoire drainage de la voie biliaire principale terme.
 Fabriqué à partir de gomme tendre non toxique, PVC de qualité médicale.
 La ligne opaque radio fournie à travers le tube de visualisation radiographique.
 Superbe surface du tube lisse éviter le colmatage.
 Disponible en naturel et latex de caoutchouc conditionnement
 Stérile, individuellement emballés dans un emballage de sachet pelable.
 Boîte de 50; Carton de 500
 Poids brut: 12,300 kg
 Taille principale de carton: 790 x 275 x 475mm

KEHR'S "T" TUBE

Kehr's "T" tube is used for short term post operative drainage of common bile duct.
 Manufactured from soft non toxic, medical grade PVC compound.
 Radio opaque line provided throughout the tube for X-ray visualization.
 Super smooth tube surface prevent clogging.
 Available in natural and latex rubber
 Packing
 Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.
 Box of 50; Master Carton of 500
 Gross weight: 12.300kg
 Master Carton size: 790 x 275 x 475mm



BRI/MD - 0015

Longueur effective	119cm	Effective Length	119cm
Longueur totale	122cm	Total Length	122cm



Tailles		Tailles	
Taille	10FG , 12FG , 14FG , 16FG & 18FG	Taille	10FG , 12FG , 14FG , 16FG & 18FG
Longueur	20 x 60cm	Longueur	20 x 60cm



SAC DE COLOSTOMIE

Sac de colostomie est utilisé pour les procédures de colostomie fermés. Fabriqués à partir de feuilles de PVC de qualité clinique. Enduit d'un adhésif hypoallergénique pour éviter la macération de la peau. Diamètre du trou et le sac peuvent être Rougeimensionnées selon l'exigence du client.

conditionnement
 Non stérile, paquet de 10
 Boîte de 100; Carton de 1000.
 Poids brut: 13,200 kg
 Taille principale de carton: 580 x 160 x 340mm

COLOSTOMY BAG

Colostomy Bag is used for closed colostomy procedures. Manufactured from clinical grade PVC sheet. Coated with Hypo-allergic adhesive to prevent skin maceration. Hole diameter and bag can be resized as per customer's requirement.

Packing
 Non-Sterile, pack of 10
 Box of 100; Master Carton of 1000.
 Gross weight: 13.200kg
 Master Carton size: 580 x 160 x 340mm

Bag Taille	Diamètre du trou	Bag size	Hole Diameter
250 X 140mm	30mm	250 X 140mm	30mm
215 X 140mm	40mm	215 X 140mm	40mm

KIT COLOSTOMIE

Le kit de colostomie donne un soulagement et un confort parfaits pendant une utilisation prolongée. Il est léger, flexible et l'arrangement courroies s'adapte bien au corps «U» forme un rembourrage est prévu entre le manchon et le corp s principal pour un meilleur confort 100 sac de rechange poly fourni.


conditionnement

Individuellement emballé dans une boîte Maître Carton de 50 boîtes
 Poids brut: 14,700 kg
 Taille principale de carton: 790 x 275 x 475mm

COLOSTOMY KIT

Colostomy Bag is used for closed colostomy procedures. Manufactured from clinical grade PVC sheet. Coated with Hypo-allergic adhesive to prevent skin maceration. Hole diameter and bag can be resized as per customer's requirement.

Packing
 Non-Sterile, pack of 10
 Box of 100; Master Carton of 1000.
 Gross weight: 13.200kg
 Master Carton size: 580 x 160 x 340mm



BRI/MD - 0017



A ANAESTHESIA NESTHÉSIE

SONDE D'INTUBATION ENDOTRACHÉALE NASALE / ORALE

Fabriqué à partir de, tube de silicone non-toxique non irritant PVC de repli de thermo sensible garanti la puissance du tube pour la sécurité des patients. Pourtant, la douceur à la température du corps pour se conformer à l'anatomie de l'appareil respiratoire.

Murphy œil a un lissé poli assurer une intubation et l'extubation traumatique

Tube de gonflage résistant Kink assure la sécurité du patient pendant le gonflage du brassard et la déflation.

La ligne et marquages prévus sur le tube radio opaque faciliter la localisation exacte de la position du tube

Standard 15mm connecteur prévu à l'extrémité proximale ETO

Stérile et pyrogènes

conditionnement

Stérile, individuellement emballés dans un emballage de sachet pelable.

Boîte de 10; Carton de 100.

Poids brut: 4,500 kg

Taille principale de carton: 570 x 320 x 340mm

Tailles

2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm, 10mm

ENDOTRACHEAL TUBE CUFFED NASAL/ORAL

Manufactured from siliconised non-toxic, non irritant PVC kink resistant thermo sensitive tube ensures tube potency for patient safety. Yet softness at body temperature to conform to the anatomy of the respiratory tract.

Murphy eye has a polished smoothness ensuring a traumatic intubation and extubation

Kink resistant inflation tube ensures patient safety during cuff inflation and deflation.

Radio opaque line and markings provided on the tube facilitate the exact location of the tube position

Standard 15mm connector provided at proximal end E.T.O

Sterile & Pyrogen free

Packing

Sterile, Individually packed in peelable pouch pack.

Box of 10; Master Carton of 100.

Gross weight: 4.500kg

Master Carton size: 570 x 320 x 340mm

Sizes

2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm, 10mm

PLAIN DE LA SONDE ENDOTRACHÉALE NASALE / ORALE

Endotracheal Tube is used to provide a direct and unimpeded airway for gases to pass to and from the lungs.

Manufactured from non toxic, non irritant medical grade PVC Compound.

Tip is suitable for both Nasal and Oral intubation.

Radio opaque line provided throughout the length for X-ray visualization.

Proximal end is fitted with standard 15mm connector.

Packing

Sterile, individually packed in peelable pouch pack.

Box of 10; Master Carton of 100.

Gross weight: 2.300kg

Master Carton size: 570 x 320 x 340mm

ENDOTRACHEAL TUBE PLAIN NASAL/ORAL

Sonde endotrachéale est utilisé pour fournir une voie aérienne directe et sans entrave pour les gaz à passer et des poumons.

Fabriqué à partir de non toxique, non irritant de qualité médicale composé de PVC.

Astuce convient à la fois intubation nasale et orale.

La ligne opaque radio disponible tout au long de la durée de visualisation radiographique.

L'extrémité proximale est équipé à la norme 15mm connecteur.

conditionnement

Stérile, emballé individuellement dans peel pack de poche capable.


Boîte de 10; Carton de 100.

Poids brut: 2,300 kg

Taille principale de carton: 570 x 320 x 340mm



BRI/MD - 0018



BRI/MD - 0019



Tailles

2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm, 10mm

Sizes

2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm, 10mm

LA CANULE NASALE D'OXYGÈNE DOUBLE BORE OXYGEN SET DE LIVRAISON

La canule nasale d'oxygène est utilisé pour l'administration efficace de l'oxygène pour un plus grand confort de patient.

Jumelles Conseils nasales fournissent un maximum de liberté au patient et laisse la bouche libre.

Nasal manquer assure égal volume d'oxygène à la fois le passage de l'air.

Fabriqué à partir de doux non toxique, composé PVC de qualité médicale.

Tube de Multichannel assurer un approvisionnement régulier de l'oxygène si le tube est accidentellement plié.

Extrémité proximiMâle du tube fourni avec le connecteur pour une connexion facile à une source d'oxygène. conditionnement

Non stériles, emballés individuellement dans un sachet.

Maître Carton de 100.

Poids brut: 6,00 kg

Taille principale de carton: 520 x 240 x 230mm

NASAL OXYGEN CANNULA TWIN BORE OXYGEN DELIVERY SET

Nasal Oxygen Cannula is used for efficient administration of oxygen for greater comfort of patient.

Twin Nasal Tips provide maximum freedom to the patient and leaves the mouth free.

Nasal Tips ensures equal volume of oxygen to both air passage.

Manufactured from soft non toxic, medical grade PVC Compound.

Multichannel tube ensure regular supply of oxygen if tube is accidentally kinked.

Proximal end of tube provided with connector for easy connection with oxygen source.

Packing

Non-Sterile, individually packed in a polybag.

Master Carton of 100.

Gross weight: 6.00kg

Master Carton size: 520 x 240 x 230mm



BRI/MD - 0020

Taille	Longueur du tube	Size	Tube Length
Adult	210cm (7ft)	Adult	210cm (7ft)
Child	210cm (7ft)	Child	210cm (7ft)

MASQUE À OXYGÈNE

Masque à oxygène est utilisé pour l'administration d'oxygène pratique.

Fabriqué à partir de doux non toxique, composé PVC de qualité médicale.

Sangle élastique et aluminium pince-nez est fourni sur le masque pour un réglage correct du masque sur la zone nasale.

Tube multi-canal assurer un approvisionnement régulier de l'oxygène si le tube est accidentellement plié.

Tube est fourni avec des connecteurs aux deux extrémités pour faciliter la connexion avec la source d'oxygène. conditionnement

Non stériles emballés individuellement dans un sachet.

Maître Carton de 50 ans.

Poids brut: 5,200 kg

Taille principale de carton: 520 x 240 x 230mm

OXYGEN MASK

Oxygen Mask is used for convenient oxygen administration.

Manufactured from soft non toxic, medical grade PVC Compound.

Elastic strap and Aluminum nose clip is provided on the Mask for proper adjustment of Mask on nasal area.

Multi channel tube ensure regular supply of oxygen if tube is accidentally kinked.

Tube is provided with connectors at both ends for easy connection with oxygen source.

Packing

Non- Sterile individually packed in a polybag.

Master Carton of 50.

Gross weight: 5.200kg

Master Carton size: 520 x 240 x 230mm



BRI/MD - 0021



Taille	Longueur du tube	Size	Tube Length
Adult	210cm (7ft)	Adult	210cm (7ft)
Child	210cm (7ft)	Child	210cm (7ft)

MASQUE À OXYGÈNE

Masque à oxygène est utilisé pour l'administration d'oxygène pratique. Fabriqué à partir de doux non toxique, composé PVC de qualité médicale. Sangle élastique et aluminium pince-nez est fourni sur le masque pour un réglage correct du masque sur la zone nasale. Tube multi-canal assurer un approvisionnement régulier de l'oxygène si le tube est accidentellement plié. Tube est fourni avec connecteurs aux deux extrémités pour faciliter la connexion avec la source d'oxygène. conditionnement Non stériles emballés individuellement dans un sachet. Maître Carton de 50 ans. Poids brut: 5,200 kg Taille principale de carton: 520 x 240 x 230mm

OXYGEN MASK

Oxygen Mask is used for convenient oxygen administration. Manufactured from soft non toxic, medical grade PVC Compound. Elastic strap and Aluminum nose clip is provided on the Mask for proper adjustment of Mask on nasal area. Multi channel tube ensure regular supply of oxygen if tube is accidentally kinked. Tube is provided with connectors at both ends for easy connection with oxygen source. Packing Non- Sterile individually packed in a polybag. Master Carton of 50. Gross weight: 5.200kg Master Carton size: 520 x 240 x 230mm




BRI/MD - 0022

CATHÉTERS D'ASPIRATION (ORDINAIRE, CONTRÔLE THUMB, CONTRÔLE DU BOUT DES DOIGTS)

Cathéters d'aspiration sont utilisés pour l'élimination de la sécrétion de la bouche, de la trachée et des bronches. Fabriqué à partir de non toxique, non irritant de qualité médicale composé de PVC. L'extrémité distale est ouverte avec un oeil latéral pour un drainage efficace. L'extrémité proximiMâle est prévue avec le connecteur pour faciliter la connexion à l'équipement d'aspiration. Connecteur d'entonnoir sont codés par couleur pour une identification instantanée de taille. Fourni avec une facilité de contrôle de vide dans le contrôle du bout des doigts et des modèles de contrôle de pouce conditionnement

SUCTION CATHETERS (PLAIN, THUMB CONTROL, FINGERTIP CONTROL)

Suction Catheters are used for removal of secretion from mouth, trachea and bronchial tube. Manufactured from non toxic, non irritant medical grade PVC Compound. Distal end is open with one lateral eye for effective drainage. Proximal end is provided with connector for easy connection to the suction equipment. Funnel connector are colour coded for instant size identification. Provided with vacuum control facility in Finger Tip Control and Thumb Control models Packing



BRI/MD - 0023

Stérile, emballé individuellement dans un emballage pelable Boîte de 100; Carton de 1000. Poids brut: 18,500 kg Taille principale de carton: 680 x 305 x 650mm

Sterile, individually packed in peelable pack Box of 100; Master Carton of 1000. Gross weight: 18.500kg Master Carton size: 680 x 305 x 650mm



FG	5	6	8	10	12	14	16	18
Code Couleur	Gris	Jaune	Bleu	Noir	Blanc	Jaune	Orange	Rouge

FG	5	6	8	10	12	14	16	18
Colour Code	Grey	Green	Blue	Black	White	Green	Orange	Red

Versions	Longueur effective	Longueur totale	Versions	Longueur effective	Longueur totale
Plain	500mm	530mm	FT	470mm	530mm
TC	500mm	530mm			

Versions	Effective Length	Total Length	Versions	Effective Length	Total Length
Plain	500mm	530mm	FT	470mm	530mm
TC	500mm	530mm			

YANKAUR SUCTION SET AVEC POIGNÉE STANDARD

Yankaur aspiration Set est utilisé pour l'élimination des sécrétions, le sang par l'intervention.

Tube flexible résistant kink fournir un flux ininterrompu pendant l'aspiration.

Connecteurs souples aux deux extrémités du tube pour faciliter connexion.

Disponible en couronne manche pointe et Rond standard manche pointe

Convient pour une utilisation avec ou sans installation de contrôle de ventilation.

conditionnement

Stérile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable.

Boîte de 10; Carton de 100

Poids brut: 19,200 kg

Taille principale de carton: 680 x 470 x 520mm

YANKAUR SUCTION SET WITH STANDARD HANDLE

Yankaur Suction Set is used for removal of secretion, and blood per operatively.

Flexible kink resistant tube provide uninterrupted flow during suction.

Soft connectors at both ends of the tube for easy connection.

Available in Crown Tip Handle and Standard Round Tip Handle

Suitable for use with or without vent control facility.


Packing

Sterile, individually packed in peelable pouch pack.

Box of 10; Master Carton of 100

Gross weight: 19.200kg

Master Carton size: 680 x 470 x 520mm



BRI/MD - 0024

Taille		Size	
Longueur du tube	2000mm (2mtr.)	Tube Length	2000mm (2mtr.)
Tube Diameter	9.00mm	Tube Diameter	9.00mm

3 WAY ROBINET D'ARRÊT

Arrêt robinet à trois voies sont utilisées pour la perfusion sous pression et de surveillance de la pression sanguine.

Trois poignée de bras pour faciliter les opérations lisse et facile.

Volume de liquide résiduel minimum.

Robinet d'arrêt avec deux ports luer lock femelle et un port luer lock mâle avec verrouillage rotatif pour une connexion sûre à un autre appareil.

Arrêt à 3 voies coq disponible avec ligne d'extension aussi.

conditionnement

Boîte de 50; Carton de 500

Poids brut: 6,200 kg

Taille principale de carton: 460 x 250 x 540mm

3 WAY STOP COCK

Three way stop cock are used for pressure infusion and blood pressure monitoring.

Three arm handle for facilitating smooth and easy operations.

Minimum residual fluid volume.

Stop cock having two female luer lock ports and one male luer lock port with rotatory lock for safe connection to other device.

3 way stop cock available with extension line also.

Packing

Box of 50; Master Carton of 500

Gross weight: 6.200kg

Master Carton size: 460 x 250 x 540mm



BRI/MD - 0025

TUBE DE TRACHÉOTOMIE

Canule de trachéotomie est utilisé pour fournir une obstruction des voies respiratoires pour les poumons par passage des voies respiratoires du larynx et supérieure.

Fabriqué à partir de non toxique, non irritant de qualité médicale composé de PVC facilement se conformant aux contours du corps.

Aile souple et flexible fixé à l'extrémité proximiMâle aide à la fixation facile.

Terminale est fourni avec 15mm connecteur conditionnement

Stérile, emballé individuellement sous blister pelable.

Boîte de 10; Carton de 100.

Poids brut: 5,00 kg

Taille principale de carton: 570 x 320 x 340mm

Tailles

4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.00mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm, 10.0mm

TRACHEOSTOMY TUBE

Tracheostomy tube is used to provide unobstructed airway to lungs by passing the larynx and upper respiratory tract.

Manufactured from non toxic, non irritant medical grade PVC Compound readily conforming to body contours.

Soft flexible wing fixed at proximal end helps in easy fixation.

Terminal end is provided with 15mm connecter

Packing

Sterile, individually packed in peelable blister pack.

Box of 10; Master Carton of 100.

Gross weight: 5.00kg

Master Carton size: 570 x 320 x 340mm

Sizes

4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.00mm, 8.5mm, 9.0mm, 9.5mm, 10.0mm



BRI/MD - 0026



GUEDEL

Guedel est utilisé pour maintenir les voies respiratoires oro-pharyngée dégagée. Blocs de morsure sont montés dans les voies respiratoires d'éviter occlusion des voies respiratoires et de mordre la langue. Bite blocs sont codés par couleur pour l'identification de la taille. conditionnement

Sterile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable. Boîte de 50; Carton de 400. Poids brut: 9,500 kg Taille principale de carton: 780 x 310 x 460mm

GUEDEL AIRWAYS

Guedel Airways is used to maintain an unobstructed oro-pharyngeal airway. Bite blocks are fitted in the Airway to avoid airway occlusion and biting of tongue. Bite Blocks are colour coded for size identification. Packing

Sterile, individually packed in peelable pouch pack. Box of 50; Master Carton of 400. Gross weight: 9.500kg Master Carton size: 780 x 310 x 460mm



BRI/MD - 0027

Tailles				Sizes			
Taille	Code Couleur	Taille	Code Couleur	Size	Colour Code	Size	Colour Code
000	-	2	Jaune	000	-	2	Green
00	Bleu	3	Vert	00	Blue	3	Yellow
0	Noir	4	Rouge	0	Black	4	Red
1	Blanc	5	Orange	1	White	5	Orange

INFANT MUCUS EXTRACTOR

Infant mucus Extractor est utilisé pour l'aspiration de la sécrétion de l'oropharynx chez les bébés nouveau-nés. Fabriqué à partir de non-toxique de qualité médicale polymère. Chambre transparent pour l'examen visuel du contenu. Cathéter est fourni avec le bout ouvert toute l'intubation non traumatique. L'extrémité proximiMâle du tube d'aspiration est pourvu d'entonnoir connecteur de forme pour faciliter la connexion à l'équipement d'aspiration. Egalement disponible avec filtre et sans filtre Models. conditionnement

Sterile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable. Boîte de 20; Carton de 400. Poids brut: 13,500 kg Taille principale de carton: 770 x 410 x 490mm

INFANT MUCUS EXTRACTOR

Infant Mucus Extractor is used for Aspiration of secretion from oropharynx in newly born babies. Manufactured from non toxic, medical grade polymer. Transparent Chamber for visual examination of the content. Catheter is provided with round open tip for non traumatic intubation. Proximal end of suction tube is provided with Funnel shape connector for easy connection to the suction equipment. Also available with Filter and without Filter Models. Packing

Sterile, individually packed in peelable pouch pack. Box of 20; Master Carton of 400. Gross weight: 13.500kg Master Carton size: 770 x 410 x 490mm



BRI/MD - 0028



Chamber Capacité	5ml	Chamber Capacity	5ml
Catheter Taille	10 FG	Catheter Size	10 FG


GYNAECOLOGY/PAEDIATRIC GYNÉCOLOGIE / PÉDIATRIE

KARMAN CANULE

Fabriqué à partir de plastique non toxique
Surface du cathéter lisse, bout arrondi
À bords lisses oeil / les yeux près de la pointe de traumatisme insertion gratuite
Avec connecteur universel pour la connexion à un appareil d'aspiration
Disponible dans les tailles 4mm - 12mm conditionnement
Stérile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable.

KARMAN CANNULA

Made from non-toxic plastic
Smooth catheter surface, Rounded Tip
Smooth edged eye/eyes near the tip for trauma free insertion
With universal connector for connecting to suction apparatus
Available in sizes 4mm – 12mm
Packing
Sterile, individually packed in peelable pouch pack.



BRI/MD - 0029

CATHÉTER OMBILICAL

Cathéter ombilical est utilisé pour accéder aux vaisseaux ombilicaux d'enfants nés avant bébés prémés ou nouveau-né.
Fabriqué à partir de non-toxique de qualité médicale PVC.
Bout rond et lisse pour une insertion atraumatique et la finition de surface facilite le passage en douceur du cathéter dans la veine.
La ligne de radio-opaque fourni à travers le tube pour vérifier la position du cathéter radiologiquement.
Le marquage est prévu pour chaque cm d'épaisseur pour assurer l'insertion.
L'extrémité proximiMâle du cathéter est muni d'connecteur luer femelle pour une connexion facile à l'appareil de thérapie IV.
conditionnement
Stérile, emballé individuellement dans un emballage de poche amovible.
Box 100, 1000 Carton
Poids brut: 8,500 kg
Maître taille de carton: 680 x 310 x 530mm

UMBILICAL CATHETER

Umbilical Catheter is used to access the umbilical vessels of pre-matured infants or newly born babies.
Manufactured from non toxic, medical grade PVC.
Smooth round tip for non traumatic insertion and well finished surface facilitates smooth passage of catheter in the vein.
Radio opaque line provided throughout the tube for checking the position of the catheter radiologically.
Marking is provided at every cm to ascertain depth of insertion.
Proximal end of catheter is provided with Luer Female connector for easy connection to the I.V. Therapy equipment.
Packing
Sterile, individually packed in peelable pouch pack.
Box of 100; Master Carton of 1000
Gross weight: 8.500kg
Master Carton size: 680 x 310 x 530mm



BRI/MD - 0030

Longueur totale 35cm

Total Length 35cm

FG	4	5	6	8	FG	4	5	6	8
Code Couleur	Blanc	Gris	Jaune	Bleu	Colour Code	White	Grey	Green	Blue



TRANSFUSION

KIT INSERTION D'UN DIU (STÉRILE) - JETABLE COMPREND

1 x 750mm x 750mm Bac Bleu
 2 x M & T écouvillons bâtons 20cm perper arbre
 2 x verres en 150ml
 1 x rein Dish 700ml Effacer
 1 x plastique spéculum vaginal Grand
 1 x Ciseaux Mayo 23cm droite avec poignées vertes
 1 x Sponge Holder 19cm en plastique
 1 x Tenaculum Forceps 25cm
 1 x utérine sonore (Hystéromètre CH14) 4,67 mm avec buse
 Stérile

IUD INSERTION KIT (STERILE) - DISPOSABLE INCLUDES

1 x Tray 750mm x 750mm Blue
 2 x M & T Swabs sticks 20cm perper shaft
 2 x Gallipots 150ml
 1 x Kidney Dish 700ml Clear
 1 x Plastic Vaginal Speculum Large
 1 x Scissor Mayo 23cm Straight with Green Handles
 1 x Sponge Holder 19cm Plastic
 1 x Tenaculum Forceps 25cm
 1 x Uterine Sound (Hysterometer CH14) 4.67mm with nozzle
 Sterile




BRI/MD - 0031

SPECULUM JETABLE - GRAND

Disposable Speculum-Grande Taille
 Stérile et sans latex.
 Spéculum plastique Viking sont de type cliquet clair, à usage unique et confortable. individuellement emballé
 La matière plastique permet une visibilité à 360 degrés et permet de réduire le choc thermique.
 Fournit une protection pour le médecin, la sage-femme, l'infirmière et le patient de la contamination croisée.
 Clean-up est éliminé par un usage unique.
 Une opération de main avec réglage de la gamme Grand

DISPOSABLE SPECULUM - LARGE

Disposable Speculum -Size Large
 Sterile & Latex-Free.
 Viking plastic specula are clear, disposable and comfortable, ratchet type. Individually packed
 Plastic material allows 360 degree visibility and reduces thermal shock.
 Provides protection for the doctor, the midwife, the nurse and the patient from cross-contamination.
 Clean-up is eliminated by single-use only.
 One hand operation with wide range adjustment




BRI/MD - 0032

DISPOSABLE SPECULUM-TAILLE MOYENNE

Stérile et sans latex.
 Speculum en plastique Viking sont de type cliquet clair, disponible et confortable. individuellement emballé
 La matière plastique permet une visibilité à 360 degrés et permet de réduire le choc thermique.
 Fournit une protection pour le médecin, la sage-femme, l'infirmière et le patient de la contamination croisée.
 Clean-up est éliminé par un usage unique.
 Une opération de main avec réglage de la gamme Grand.

DISPOSABLE SPECULUM -SIZE MEDIUM

Sterile & Latex-Free.
 Viking plastic specula are clear, disposable and comfortable, ratchet type. Individually packed
 Plastic material allows 360 degree visibility and reduces thermal shock.
 Provides protection for the doctor, the midwife, the nurse and the patient from cross-contamination.
 Clean-up is eliminated by single-use only.
 One hand operation with wide range adjustment.



BRI/MD - 0033




SPECULUM-TAILLE JETABLE PETIT

Stérile et sans latex.
 Speculum en plastique Viking sont de type cliquet clair, disponible et confortable. individuellement emballé
 La matière plastique permet une visibilité à 360 degrés et permet de réduire le choc thermique.
 Fournit une protection pour le médecin, la sage-femme, l'infirmière et le patient de la contamination croisée.
 Clean-up est éliminé par un usage unique.
 Une opération de main avec réglage de la Grand gamme ..

DISPOSABLE SPECULUM -SIZE SMALL

Sterile & Latex-Free.
 Viking plastic specula are clear, disposable and comfortable, ratchet type.
 Individually packed
 Plastic material allows 360 degree visibility and reduces thermal shock.
 Provides protection for the doctor, the midwife, the nurse and the patient from cross-contamination.
 Clean-up is eliminated by single-use only.
 One hand operation with wide range adjustment.



BRI/MD - 0034

SALLE DE BAIN JETABLES BUNDLE - STÉRILE

1 x bassin Placenta
 1 x bleu Bol 500ml
 1 x SMS Drapé 91cm x 91 cm
 1 x cordon ombilical Clamp
 1 x 13cm Ciseaux pointus / mousses avec poignées vertes
 1 x Pince Rochester Pean 22cm Hétéro.

DISPOSABLE BIRTHROOM BUNDLE - STERILE

1 x Placenta Basin
 1 x Blue Bowl 500ml
 1 x SMS Drape 91cm x 91 cm
 1 x Umbilical Cord Clamp
 1 x Scissors 13cm Sharp/Blunt with green handles
 1 x Forcep Rochester Pean 22cm Straight.



BRI/MD - 0035

STERIFLON I.V CANULE À PORT INJECTION

Steriflon est utilisé pour la perfusion intra veineuse sûr et pratique de fluide medicational.
 PTFE canule a une surface lisse pour l'intubation non traumatique.
 Formulé pointe de canule pour faciliter la pénétration moins traumatisante.
 Aiguille super forte avec deux tranchants.
 Fourni avec orifice d'injection avec clapet anti-retour pour les médicaments supplémentaires.
 conditionnement

STERIFLON I.V CANNULA WITH INJECTION PORT

Steriflon is used for safe and convenient intra venous infusion of medicational fluid.
 PTFE Cannula has smooth surface for non traumatic intubation.
 Formulated Cannula tip to facilitate less traumatic penetration.
 Super sharp Needle with two cutting edges.
 Provided with Injection port with non return valve for extra medication.
 Packing

Stérile, emballé individuellement sous blister pelable.
 Boîte de 100; Carton de 1000.
 Poids brut: 6,900 kg
 Taille principale de carton: 770 x 300 x 230mm

Sterile, individually packed in peelable blister pack.
 Box of 100; Master Carton of 1000.
 Gross weight: 6.900kg
 Master Carton size: 770 x 300 x 230mm



BRI/MD - 0036

Tailles						
Taille in G	14	16	18	20	22	24
Code Couleur	Orange	Gris	Jaune	Rose	Bleu	Vert
Longueur	45mm	45mm	45mm	32mm	25mm	19mm




Sizes						
Size in G	14	16	18	20	22	24
Colour Code	Orange	Grey	Green	Pink	Blue	Yellow
Length	45mm	45mm	45mm	32mm	25mm	19mm

I.V CANULE FIXATION DRESSING

I.V canule Fixation Dressing
 Disponible en deux variantes: tissé transparent et non
 Deux systèmes adhésifs
 Encoches renforcées réduire le stress mécanique de cathéters lourds
 Bandes adhésives stériles améliorer Secural
 Film de polyuréthane est mince pour une meilleure contour par rapport aux dispositifs de grande envergure
 Imperméable à l'eau, pansement stérile ne peut pas devenir saturé pendant le bain et la douche dans l'eau.
 «Transparent, respirant et imperméable aux liquides, aux virus et aux bactéries»
 conditionnement
 Boîte de 50, carton de 1000.
 Poids brut: 2,550 kg
 Taille principale de carton: 220 x 150 x 220mm

I.V CANNULA FIXATION DRESSING

I.V Cannula Fixation Dressing
 Available in two variants: Transparent and Non Woven
 Two adhesive systems
 Reinforced notches reduce mechanical stress from heavy catheters
 Sterile tape strips enhance secural
 Polyurethane film is thin for better contour over high-profile devices
 Waterproof, sterile dressing cannot become saturated during bathing or showering in water.
 "Transparent, breathable and impermeable to liquids, viruses and bacteria"
 Packing
 Box of 50; Carton of 1000.
 Gross weight: 2.550kg
 Master Carton size: 220 x 150 x 220mm



BRI/MD - 0037

GENERAL SURGERY

CHIRURGIE GÉNÉRALE

CATHÉTER DE TROCART THORACIQUE

Cathéter de trocart thoracique est utilisé pour le drainage pleural et la poitrine opératoire non rapide.
 Fabriqué à partir de composé non toxique, PVC de qualité médicale.
 Cathéter est confortablement fixé sur le trocart.
 Forme conique lisse Tip.
 Cathéter est fourni avec de grands yeux lisses pour un drainage efficace.
 Cathéter est marqué à 5, 10, 15 et 20 cm de l'extrémité distale de découvrir la profondeur de placement.
 L'extrémité proxiMâle du cathéter est équipé d'Taper connecteur de forme pour une connexion facile à drainage Bouteille / sac.
 conditionnement
 Stérile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable.
 Boîte de 10; Carton de 100.
 Poids brut: 8,500 kg
 Taille principale de carton: 560 x 400 x 260mm

THORACIC TROCAR CATHETER

Thoracic Trocar Catheter is used for rapid non operative plueral and Chest drainage.
 Manufactured from non toxic, medical grade PVC compound.
 Catheter is snuggly fixed over the trocar.
 Smooth taper shape Tip.
 Catheter is provided with large smooth eyes for efficient drainage.
 Catheter is marked at 5, 10, 15 and 20cm from the distal end to find out the depth of placement.
 Proximal end of the catheter is fitted with Taper shape connecter for easy connection to drainage Bottle/bag.
 Packing
 Sterile, individually packed in peelable pouch pack.
 Box of 10; Master Carton of 100.
 Gross weight: 8.500kg
 Master Carton size: 560 x 400 x 260mm



BRI/MD - 0038



Taille	16	20	24	28	32	36
Longueur	230mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm

Size	16	20	24	28	32	36
Length	230mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm

**CATHÉTER DE DRAINAGE THORACIQUE
POITRINE CATHÉTER DE DRAINAGE**

Cathéter de drainage thoracique est utilisé pour le drainage post-opératoire après chirurgie thoracique cardio. Fabriqué à partir de composé non toxique, PVC de qualité médicale. Extrémité distale ouverte lisse et rond. Cathéter est fourni avec de grands yeux doux pour un maximum de drainage. Cathéter est marqué à tous les 2 cm de la dernière œil pour vérifier la profondeur de placement. L'extrémité proximale du cathéter est équipé d'Taper langue connecteur pour assurer une meilleure adhérence et une pince pénétration en douceur. Egalement disponible en angle droit. conditionnement

Sterile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable.
Boîte de 20; Carton de 200
Poids brut: 11,500 kg
Taille principale de carton: 680 x 305 x 650mm

**THORACIC DRAINAGE CATHETER
CHEST DRAINAGE CATHETER**

Thoracic Drainage Catheter is used for post operative drainage after cardio thoracic surgery. Manufactured from non toxic ,medical grade PVC compound. Smooth and round open distal end. Catheter is provided with large smooth eyes for maximum drainage. Catheter is marked at every 2 cm from the last eye to ascertain the depth of placement. Proximal end of the catheter is fitted with Taper tongue connector to provide better forceps grip and smooth penetration Also available in right angle. Packing

Sterile, individually packed in peelable pouch pack.
Box of 20; Master Carton of 200
Gross weight: 11.500kg
Master Carton size: 680 x 305 x 650mm



BRI/MD - 0039

Taille	16	20	24	28	32	36
Longueur	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm

Size	16	20	24	28	32	36
Length	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm	450mm



KIT DE DRAINAGE ABDOMINAL

Cathéter souple et lisse avec de grands yeux atraumatiques pour un drainage efficace
 La ligne radio-opaque disposée sur le cathéter pour la visualisation à rayons X
 Extrémité distale lisse et rond
 Cathéter est marqué à chaque 2cm de l'oeil de fonte de déterminer la profondeur de placement
 L'extrémité proximiMâle du cathéter est fourni avec le connecteur à cône universel pour une connexion facile à poche de drainage.
 2000ml sac fabriqué sous forme extra-forte bâches
 Spécialement conçu poignée de tenir le tube vertical
 Le sac est titulaire d'échelle facile à lire conditionnement
 Boîte de 5; Carton de 50 pièces.
 Poids brut: 9,700 kg
 Taille principale de carton: 570 x 320 x 340mm

ABDOMINAL DRAINAGE KIT

Soft and smooth catheter with large atraumatic eyes for efficient drainage
 Radio-opaque line provided on the catheter for x-ray visualization
 Smooth and round distal end
 Catheter is marked at every 2cm from the cast eye to ascertain the depth of placement
 Proximal end of the catheter is provided with universal taper connector for easy connection to drainage bag.
 2000ml bag manufactured form extra-strong sheeting
 Specially designed handle hold the tube upright
 Bag is graduated with easy to read scale
 Packing
 Box of 5; Master Carton of 50pcs.
 Gross weight: 9.700kg
 Master Carton size: 570 x 320 x 340mm



BRI/MD - 0040

Longueur totale		35cm				Total Length		35cm			
FG	4	5	6	8	FG	4	5	6	8		
Code Couleur	Blanc	Gris	Jaune	Bleu	Colour Code	White	Grey	Green	Blue		

FERMÉ UNITÉ D'ASPIRATION DES PLAIES

Il s'agit d'un dispositif efficace pour le drainage des plaies fermé sous pression négative post-opératoire.
 Cathéters de drainage opaques de radio ont des muti perforation pour un drainage efficace.
 Convient à offrir des chirurgiens / médecins d'utiliser un ou deux cathéters simultanément.
 Chambre de flacon souple est facile à utiliser par une seule personne pour activer l'aspiration.
 Disponible en différentes tailles avec une aiguille correspondant.
 Disponible avec-
 - Chambre de bouteille avec Hanger.
 - Tuyau de raccordement avec Branchement de la taille correspondante.
 - Aiguille avec cathéter perforé.
 - Un cathéter perforé supplémentaire séparé.
 conditionnement
 Stérile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable.
 Boîte de 1; Carton de 20 ans.
 Poids brut: 7,200 kg
 Taille principale de carton: 640 x 275 x 460mm

CLOSED WOUND SUCTION UNIT

This is an effective device for closed wound drainage under negative pressure post operatively.
 Radio opaque drainage catheters are having muti perforation for efficient drainage.
 Suitable to offer surgeons/doctors to use one or two catheters simultaneously.
 Flexible Bottle chamber is easy to operate by one person to activate the suction.
 Available in different sizes with matching Needle.
 Available With-
 - Bottle Chamber with Hanger.
 - Connecting tube with Matching size Connecters.
 - Needle with perforated Catheter.
 - One extra separate perforated Catheter.
 Packing
 Sterile, individually packed in peelable pouch pack.
 Box of 1; Master Carton of 20.
 Gross weight: 7.200kg
 Master Carton size: 640 x 275 x 460mm



BRI/MD - 0041



Chamber Capacité	800 ml and 500 ml		Chamber Capacity	800 ml and 500 ml	
FG	10	12	14	16	18
Code Couleur	Noir	Blanc	Jaune	Orange	Rouge

GANTS CHIRURGICAUX

Les gants chirurgicaux sont utilisés pour la couverture protectrice pour les mains de contamination.

Fabriqué à partir de caoutchouc naturel.

Firm perles aux poignets.

Finition rugueuse Micro pour une meilleure adhérence.

Doigts pliés pour plus de confort.

Légèrement poudré.

conditionnement

Stérile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable.

Boîte de 50; Carton de 1000.

Poids brut: 31,400 kg

Taille principale de carton: 260 x 170 x 210mm

Tailles

6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8, 8.5

SURGICAL GLOVES

Surgical gloves are used for protective covering for the hands from contamination.

Made from Natural Rubber.

Firm beaded cuffs.

Micro rough finish for better grip.

Bent fingers for greater comfort.

Lightly powdered.

Packing

Sterile, individually packed in peelable pouch pack.

Box of 50; Master Carton of 1000.

Gross weight: 31.400kg

Master Carton size: 260 x 170 x 210mm

Sizes

6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8, 8.5



BRI/MD - 0042

RUBANS CHIRURGICAUX / TAPES DE SPORT

Fabriqué à partir de coton 100% pour des applications médicales dressing et général.

Enduit à la coutume fait non allergène, adhésif non irritant.

Adhésif est doux sur la peau et ne tire pas les cheveux sur le retrait.

Adhésif sensible Thermo activer mieux quand il entre en contact avec la peau humaine chaud

conditionnement

Laminés sur le noyau en plastique et emballés dans des boîtes en papier

SURGICAL TAPES/SPORTS TAPES

Made From 100% cotton fabric for dressing and general medical applications.

Coated with custom made non allergenic, non irritating adhesive.

Adhesive is soft on the skin and does not pull out hair on removal.

Thermo sensitive adhesive activate better when it comes in contact with warm human skin

Packing

Rolled on plastic core and Packed in paper boxes



BRI/MD - 0043



Tailles					
Width	Longueur	Pkg. (Par boîte)	Poids brut	Pkg. (Carton)	Master Carton Taille
12.5mm	1mtr.	45pcs.	Selon l'exigence	Selon l'exigence	Selon l'exigence
2.5cm	1mtr.	30pcs.	Selon l'exigence	Selon l'exigence	Selon l'exigence
2.5cm	5mtr.	20pcs.	10.150 Kg.	10 Boxes	650 x 315 x 195 mm
5.0cm	5mtr.	20pcs.	16.800 Kg.	10 Boxes	650 x 315 x 195 mm
7.5cm	5mtr.	10pcs.	11.700 Kg.	10 Boxes	650 x 330 x 280 mm
10.0cm	5mtr.	10pcs.	14.700 Kg.	10 Boxes	650 x 330 x 280 mm
30.0cm	10mtr./9 mtr.	custom cat.	13.100 Kg / 11.200 Kg.	18 Tube	445 x 240 x 320 mm

Sizes					
Width	Length	Pkg. (Per Box)	Gross Weight	Pkg. (Master Carton)	Master Carton Size
12.5mm	1mtr.	45pcs.	As per Requirement	As per Requirement	As per Requirement
2.5cm	1mtr.	30pcs.	As per Requirement	As per Requirement	As per Requirement
2.5cm	5mtr.	20pcs.	10.150 Kg.	10 Boxes	650 x 315 x 195 mm
5.0cm	5mtr.	20pcs.	16.800 Kg.	10 Boxes	650 x 315 x 195 mm
7.5cm	5mtr.	10pcs.	11.700 Kg.	10 Boxes	650 x 330 x 280 mm
10.0cm	5mtr.	10pcs.	14.700 Kg.	10 Boxes	650 x 330 x 280 mm
30.0cm	10mtr./9 mtr.	custom cat.	13.100 Kg / 11.200 Kg.	18 Tube	445 x 240 x 320 mm

SURGICAL PAD / GAZE DE COTON ET TISSUS

Coton hydrophile recouverte d'une fine couche de tissu de gaze basse limite. Conforme aux normes de BP / USP.

conditionnement

Stérile, emballé individuellement dans un emballage de poche détachable.
Carton de 500pcs.
Poids brut: 7,320 kg
Taille principale de carton: 280 x 482 x 788mm

Tailles

6cm X 6cm, 10cm X 10cm & 10cm X 20cm

SURGICAL PAD/GAUZE & COTTON TISSUE

Fine absorbent cotton covered with a layer of low limit gauze fabric. Meets BP/USP standards.

Packing

Sterile, individually packed in peelable pouch pack.
Carton of 500pcs.
Gross weight: 7.320kg
Master Carton size: 280 x 482 x 788mm

Sizes

6cm X 6cm, 10cm X 10cm & 10cm X 20cm



BRI/MD - 0044



COMPRESSES DE GAZE

Fabriqué à partir de gaze fine chirurgicale / tissu non tissé.
Répond aux normes IP / BP.
Azurant optique libre.
Exempts de matières étrangères
conditionnement

Disponible en emballage stérile Stérile / Non.
Individuellement emballé ou disponible en
combi pack de 2 ou 4pc ou 100 pièces.
Caricature de 500pcs.
Poids brut: 4,510 kg
Taille principale de carton: 584 x 381 x
254mm

Ailles

5cm x 5cm, 7,5 cm x 7,5 cm x 10cm x 10cm
Option de 4 plis, 8 plis, pli 12 ou 16 plis

LAME CHIRURGICALE AVEC POIGNÉE

jetable
Prêt à l'emploi, stérile
Equipé de la poignée n ° 3 ou 4
conditionnement

Paquet de 20. Carton de 200pcs.
Poids brut: 1,780 kg
Taille principale de carton: 152 x 229 x
254mm

tailles

10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24

CHIRURGIEN CAP ET CAP INFIRMIÈRES

Chirurgien Caps / infirmières Cap sont utilisés
pour protéger contamination de la tête /
cheveux.
Chirurgien Caps / infirmières Cap sont fabriqués
à partir de tissu non tissé.
Fourni avec cousu de verrouillage.
Bande élastique cousue à l'arrière de la capsule
pour une adhérence appropriée sur le front.
Disponible en bleu / vert couleur.
conditionnement

Individuellement emballé.
Boîte de 100, Boîte de 1800pcs.
Poids brut: 9,510 kg
Taille principale de carton: 660 x 432 x 508mm

GAUZE SWABS

Made from fine surgical gauze/non woven
fabric.
Meets IP/BP standards.
Optical brightener free.
Free from foreign matter
Packing

Available in Sterile/Non Sterile pack.
Individually packed or available in combi pack
of 2 or 4pc or 100pcs.
Cartoon of 500pcs.
Gross weight: 4.510kg
Master Carton size: 584 x 381 x 254mm

Sizes

5cm x 5cm, 7.5 cm x 7.5 cm & 10cm x 10cm
Option of 4 ply, 8ply , 12ply or 16ply

SURGICAL BLADE WITH HANDLE

Disposable
Ready to use, Sterile
Fitted on handle No. 3 or 4
Packing

Pack of 20. Carton of 200pcs.
Gross weight: 1.780kg
Master Carton size: 152 x 229 x 254mm

Sizes

10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24


SURGEON CAP AND NURSES CAP

Surgeon Caps/Nurses Cap are used to protect
contamination from the head/hair.
Surgeon Caps/ Nurses Cap are made from
Non woven fabric.
Provided with stitched interlocking.
Elastic strip stitched on the back of the cap for
proper grip on the forehead.
Available in Blue /Green colour.
Packing

Individually packed .
Box of 100; Carton of 1800pcs.
Gross weight: 9.510kg
Master Carton size: 660 x 432 x 508mm



BRI/MD - 0045



BRI/MD - 0046



BRI/MD - 0047

COUVRE-CHAUSSURES

Couvre-chaussures est utilisé comme revêtement de pied qui sert de barrière protectrice.
Couvre-chaussures est faite de tissu non-tissé / polyéthylène
Bande élastique cousue pour la poignée appropriée.
conditionnement

Individuellement emballé en sachet
Carton de 600 paires.
Poids brut: 9,450 kg
Taille principale de carton: 457 x 305 x 533mm

SURGEON MASQUE

Chirurgiens Face Mask est utilisé comme une couverture pour le visage qui sert de barrière protectrice.
Chirurgiens masque est fait à partir de tissu non tissé.
Disponible en deux couches et trois configuration des couches.
Haute bactérienne efficacité des filtrations soudés par ultrasons.
Disponible dans les bandes cravate et ceinture élastique pour une bonne fixation.
Fourni avec un pince-nez pour éviter la buée de lunettes et de maximiser l'efficacité de filtration.
conditionnement

individuellement emballé
Boîte de 100, Boîte de 4000.
Poids brut: 19,570 kg
Taille principale de carton: 660 x 432 x 508mm

CASAQUE CHIRURGICALE

Casaque sont fabriqués à partir de tissu non tissé pour fournir douceur et de confort lors de l'utilisation.
Fourni avec cousu de verrouillage.
Manchette élastique souple
Courroies d'attache sont prévus pour enveloppement mieux approprié et complet
Lumière dans le poids
conditionnement
individuellement emballé
Boîte de 50.
Master Box de 100 kg.
Poids brut: 15,00 kg
Taille principale de carton: 533 x 533 x 558mm

SHOE COVER

Shoe Cover is used as a covering of foot which serves as a protective barrier.
Shoe Cover is made from non-woven fabric/ polyethylene
Elastic strip stitched for proper grip.
Packing

Individually packed in polybag
Carton of 600 pairs.
Gross weight: 9.450kg
Master Carton size: 457 x 305 x 533mm




BRI/MD - 0048

SURGEON FACE MASK

Surgeons Face Mask is used as a covering for the face that serves as a protective barrier.
Surgeons Mask is made from Non woven fabric.
Available in two layers and three layers configuration.
High bacterial filtrations efficiency
Ultrasonically welded.
Available in Tie bands and Elastic Strap for proper fixing.
Provided with a nose clip to prevent fogging of spectacles and to maximize filtration efficiency.
Packing

Individually packed
Box of 100; Carton of 4000.
Gross weight: 19.570kg
Master Carton size: 660 x 432 x 508mm



BRI/MD - 0049

SURGICAL GOWN

Surgical gown are made from Non woven fabric to provide softness and comfort during use.
Provided with stitched interlocking.
Soft elastic cuff
Tie straps are provided for better fitting and complete body wrap
Light in weight

Packing
Individually packed
Box of 50.
Master Box of 100kg.
Gross weight: 15.00kg
Master Carton size: 533 x 533 x 558mm



BRI/MD - 0050



SURGICAL DRESSINGS

PANSEMENTS CHIRURGICAUX

COTON LAINE ABSORBANT I.P. / B.P. / U.S.P

propriétés

100% coton, blanchis pour un bien libre blanc de bouloches, feuille coque et graines. Absorption rapide conforme aux normes internationales (IP / BP / USP)

Il est adapté pour le nettoyage et badigeonnage des plaies, pour se maquiller. Économique et pratique pour la clinique, soins dentaires, maisons de soins infirmiers et les hôpitaux.

EMBALLAGE ROULÉ

propriétés

Tour unique et uniforme sans joints. Entrelacé / sans entrelacement

* Tant le papier d'emballage en plastique disponible en rouleaux de

* 100g, 500g, 400g, 300g, 200g, 150g, 100g, 50g, 10g

* Toute autre emballage ou la taille peuvent être faites sur demande

ROLLED PACKING

Properties

Single and uniform lap without joints. Interleaved/ without interleaved

*Both Plastic paper packing available in rolls of

*100g, 500g, 400g, 300g, 200g, 150g, 100g, 50g, 10g

*Any other packing or size can be made on demand



BRI/MD - 0051

ZIGZAG EMBALLAGE

propriétés

* Composé de très absorbant 100% coton

* Uniforme en taille et en poids

* En couche mince continue longtemps.

* Convient pour usage orthopédique.

* Disponible en emballage de 500g, 300g, 200g, 100g.

* Toute autre emballage ou la taille peuvent être réalisées sur demande.

ZIGZAG PACKING

Properties

*Made up of highly absorbent 100% Cotton

*Uniform in size and weight

*In thin long continuous layer.

*Suitable for orthopaedic use.

*Available in packing of 500g, 300g, 200g, 100g.

*Any other packing or size can be made on demand.



BRI/MD - 0052

STÉRILISÉE COTON HYDROPHILE

propriétés

* Stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux

* Emballage pratique, ce qui rend facile à déchirer

* Convient à des fins domestiques

* Disponible en boîte de 25 paquets de 10 g

STERILIZED ABSORBENT COTTON

Properties

*Sterilized with EO gas

*Convenient packing, this makes it easy to tear

*Suitable for Domestic purposes

*Available in box of 25 packs of 10gm



BRI/MD - 0053

STÉRILISÉE COTON HYDROPHILE

propriétés
Blanc / couleur
0,5 g à 2 g
Disponible en emballage en vrac de 50/100 balles.

STERILIZED ABSORBENT COTTON

Properties
White/Coloured
0.5 gm to 2 gm
Available in bulk packing of 50/100 balls.



UNCARDED COTON BLANCHI

Balles de 100 kg enveloppés de polyéthylène haute densité.

UNCARDED BLEACHED COTTON

Bales of 100 kgs wrapped with high density polythene.



GAZE HYDROPHILE

- * 100% gaze de coton à armure toile de
- * Blanchis à un bon blanc
- * Propre, sans odeur, sans défaut de tissu, les graines de coton, des feuilles et toute matière étrangère
- * Rapide Absorbant
- * Stérile / non stérile
- * Emballés individuellement et labeled.
- Détails d'emballage
- * Grandur: 90/100/120cm
- Longueur: 90m/yds, / 1000m
- Ply: 2ply, 4ply
- Maille: 19x15, 24x20, 12x8, 26x18, 36x20
- applications
- Idéal pour panser les plaies, le nettoyage général et Pepping mineur.

ABSORBENT GAUZE

- *100% Cotton gauze of plain weave
- *Bleached to a good white
- *Clean, odourless, free from fabric defects, cotton seeds, leaves and any foreign material
- *Quick Absorbent
- *Sterile/Non Sterile
- *Individually Wrapped and labeled.
- Packing Details
- *Widht : 90/100/120cm
- Length : 90m/yds,/1000m
- Ply : 2ply, 4ply
- Mesh : 19x15, 24x20, 12x8,26x18, 36x20
- Applications
- Ideal for wound dressing, general cleaning and minor pepping.

BRI/MD - 0055



BRI/MD - 0056

GAZE HYDROPHILE

- * Fait de tissu 100% coton hydrophile
- * Blanchie à un bon blanc (sans azurants optiques)
- * Volume hautement absorbant et élevé de rétention
- * Disponible en Stérile / Non emballage stérile
- Détails d'emballage
- * Dans différentes tailles
- 5cmx5cmx8ply
- * 5cmx5cmx12ply
- * 7.5cmx7.5cmx8ply
- * 7.5cmx7.5cmx12ply
- * 10cmx10cmx8ply
- * 10cmx10cmx12ply
- Avec et sans fil détectable aux rayons X
- Type 13 et Type 17
- Emballage individuel et en vrac
- applications
- Idéal pour le nettoyage de la plaie, un dressing, d'emballage et d'autres le traitement des plaies

ABSORBENT GAUZE

- *Made of 100% absorbent cotton fabric
- *Bleached to a good white (free from optical whiteners)
- *Highly absorbent and high volume of retention
- *Available in Sterile/Non Sterile Packing
- Packing Details
- *In various sizes
- 5cmx5cmx8ply
- *5cmx5cmx12ply
- *7.5cmx7.5cmx8ply
- *7.5cmx7.5cmx12ply
- *10cmx10cmx8ply
- *10cmx10cmx12ply
- With and without x-ray detectable thread
- Type 13 and Type 17
- Individual and bulk packing
- Applications
- Ideal for wound cleaning, dressing, packing and other general wound care



BRI/MD - 0057

COMPRESSES DE GAZE / GAZE HYDROPHILE ÉPONGES CHIRURGICALES

Matériel: compresses de gaze (éponges):
100% coton
Couleur: compresses de gaze: blanc
Des rayons X; avec des rayons X ou de rayons
X sans
Taille: compresses de gaze: 5x5cm, 7.5x7.5cm,
10x10cm, 7x9cm, 10x20cm,
Ply: 4ply, 6ply, 8 plis, 12 plis, 16 plis, 24ply,
32 plis
Emballage: paquet 100pcs/medical papier,
50-100 packs / CTN: non stérile emballage

ÉPONGES LAP

25cmx25cmm, 30cmX30cm, 45cmx45cm &
Etc
19x15, 24x20, 28x24
4 plis, 8ply, 12ply
Avec ou sans détectable aux rayons X et / ou
ceinture x-ray / x-ray puce
Boucle bleu ou blanc coton
Wrapper simple / double Wrapper
Emballage: stérile: 1pc/pouch, 2pcs/pouch,
5pcs/pouch, 5pcs/polybag non stérile, 40
paquets / CTN

SPONGE ABDOMINALE

propriétés
*Composé de 100% coton
*Blanchis à un bon blanc (exempt de matières
étrangères et de blanchiment optiques)
*Volume hautement absorbant et élevé de
rétention
*Bords solidaires pour éviter les discussions
ouvertes / lâche
*Boucle de coton robuste solidement attaché à
un coin pour un repérage facile et la récupération
pendant la chirurgie
Conforme à B.P. norme
Stérile / non stérile
Détails d'emballage
Dans différentes tailles et fils au pouce:
*25cm X 25cm
*25cm X 40cm *
*30cm X 30cm
*45cm X 45cm
Disponible en épaisseurs 6,8,12
Avec et sans fil détectable aux rayons X
Disponible en emballage stérile / vrac individuel
applications
Idéal pour des saignements contrôle en cours de
fonctionnement / chirurgie

SURGICAL ABSORBENT GAUZE SWABS/GAUZE SPONGES

Material: gauze swabs(sponges): 100%
cotton
Colour: gauze swabs: white
X-ray; with X-ray or without X-ray
Size: gauze swabs: 5x5cm, 7.5x7.5cm,
10x10cm, 7x9cm, 10x20cm,
Ply: 4ply, 6ply, 8ply, 12ply, 16ply, 24ply, 32ply
packing: non sterile packing:100pcs/medical
paper pack, 50-100packs/ctn

LAP SPONGES

25cmx25cmm, 30cmX30cm, 45cmX45cm &
Etc.
19x15, 24x20, 28x24
4 ply ,8ply,12ply
With or Without X-ray detectable/x-ray belt/x-
ray chip
Blue or white cotton loop
Single Wrapper/Double Wrapper
Packing: Sterile : 1pc/pouch, 2pcs/pouch,
5pcs/pouch, non
sterile 5pcs/Pack, 40bundles/CTN

ABDOMINAL SPONGE

Properties
*Made up of 100% Cotton
*Bleached to a good white (free from foreign
matters and optical whiteners)
*Highly absorbent and high volume of retention
*Interlocked edges to avoid open /loose threads
*Sturdy cotton loop attached firmly to one corner
for easy location and retrieval during surgery
Conforms to B.P. Standard
Sterile/ Non Sterile
Packing Details
In various sizes and thread count :
*25cm X 25cm
25cm X 40cm
*30cm X 30cm
*45cm X 45cm
Available in 6,8,12 ply
With and without x-ray detectable thread
Available in Individual sterile/bulk packing
Applications
Ideal for bleeding control during operation/
surgery



BRI/MD - 0058



BRI/MD - 0059



BRI/MD - 0060



ROLLED BANDAGE I.P. / B.P. / U.S.P

*Finement tissé pour maximiser la flexibilité des raccords proches
 *Blanchis à un bon blanc
 *Absence de défauts de tissage et de toute matière étrangère
 *Les bords sont coupés également parallèle aux fils de chaîne et sont raisonnablement exempts de fils lâches applications

Utilisé comme pansement externe.

Détails d'emballage

- *6 «X 3 ML, maille 24x20
- *4 «X 3 ML, maille 24x20
- *3 «X 3 ML, maille 24x20
- *6 «X 3 ML, maille 20x16
- *4 «X 3 ML, maille 20x16
- *3 «X 3 ML, maille 20x16
- *6 «X 3 ML, maille 18x14
- *4 «X 3 ML, maille 18x14
- *3 «X 3 ML, maille 18x14

Toute autre taille et la qualité que par obligation

ROLLED BANDAGE I.P./B.P./U.S.P

*Finely woven to maximize flexibility for close fittings
 *Bleached to a good white
 *Free from weaving defects and any foreign material
 *Edges are evenly cut parallel to warp threads and are reasonably free from loose threads

Applications

Used as external dressing.

Packing Details

- *6" X 3 Mtr, Mesh 24x20
- *4" X 3 Mtr, Mesh 24x20
- *3" X 3 Mtr, Mesh 24x20
- *6" X 3 Mtr, Mesh 20x16
- *4" X 3 Mtr, Mesh 20x16
- *3" X 3 Mtr, Mesh 20x16
- *6" X 3 Mtr, Mesh 18x14
- *4" X 3 Mtr, Mesh 18x14
- *3" X 3 Mtr, Mesh 18x14

Any other size and quality as per requirement



BRI/MD - 0061

TAMPONS IMBIBÉS D'ALCOOL

*Saturés avec 70% (v / v) d'alcool isopropylique. Un vrai désinfectant qui:
 *Fournit un maximum d'hygiène à vos patients.
 *Protection contre l'infection secondaire possible.
 *Est facilement transportable.
 *N'encourt pas de gaspillage. * Paramédical amical.
 *Se prête à des contrôles d'inventaire simples.
 *Est rentable.

Détails d'emballage

*Emballés dans un matériau d'emballage unique qui maintient son contenu intact et aucun séchage de l'alcool pendant deux ans.
 *Chaque boîte contient 100 tampons emballés individuellement.

applications

Disposable antiseptique avant injection tampon imbibé d'alcool

Un précurseur naturel à des seringues et des aiguilles jetables

ALCOHOL SWABS

*Saturated with 70% (v/v) Isopropylalcohol. A true disinfectant which:
 *Provides maximum hygiene to your patients.
 *Guard against possible secondary infection.
 *Is easily transportable.
 *Incurs no wastage.
 *Paramedical friendly.
 *Is amenable to simple inventory controls.
 *Is cost effective.

Packing Details

*Packed in unique packaging material which keeps its content intact and no drying of alcohol for two years.

*Each Box contains 100 swabs individually packed.

Applications

Disposable Antiseptic pre injection Alcohol swab

A natural precursor to disposable syringes and needles.



BRI/MD - 0062



Fixer la canule

Bandage élastique pansement conçu pour fixer le cathéter dans ivApplication difficile propriétés

- * Design en forme de «U» pour assurer la IV canule en place
- * Tissu de tissu mou conçu pour réduire la portance de bord et pour sceller autour du site d'insertion.

* Bande supplémentaire pour une forte adhérence. Détails d'emballage

- * Dans l'emballage stériles et non stériles
- * En voir à travers décoller poche
- * 100 pièces dans une boîte de distribution pratique

applications

Pour couvrir et protéger les sites de IVCannula et dispositifs sécurisés pour la peau:

Cannula Fixer

Elastic Bandage dressing designed to secure the catheter in challenging i.v.Application

Properties

- *'U' shaped design to secure the IV cannula in place
- *Soft cloth fabric designed to reduce edge lift and to seal around insertion site.
- *Extra Strip for strong adhesion.

Packing Details

- *In Sterile and non sterile packing
- *In see through peel off pouch
- *100pcs in convenient dispensing box

Applications

To cover and protect I.V.Canulla sites and secure devices to the skin:



BRI/MD - 0063

PAD DRESSING STÉRILISATION

propriétés

- * Construit avec 100% coton de qualité médicale de haute qualité

* Enveloppé avec une couverture très absorbant non tissé

* Doux et confortable

* Ovale, forme profilée

* Tissu face permet à l'exsudat (décharge) de passer dans le pansement

Détails d'emballage

* Individuellement emballé dans un papier de qualité médicale

* Stérile prêt à l'utiliser

demande

Convient pour les soins de blessure à l'œil, et les médicaments demande

STERILISED DRESSING PAD

Properties

- *Built with 100% high quality medical grade cotton

*Wrapped with highly absorbent non woven cover

*Soft and comfortable

*Oval, contoured shape

*Fabric facing allows exudate (discharge) to pass into the dressing

Packing Details

*Individually packed in a medical grade paper

*Sterile ready to use ity

Application

Suitable for eye injury care, and medication application



BRI/MD - 0064

EYE-PAD

* Construit avec 100% coton de qualité médicale de haute qualité

* Enveloppé avec une couverture très absorbant non tissé

Doux et confortable

* Ovale, forme profilée

* Tissu face permet à l'exsudat (décharge) de passer dans le pansement

Détails d'emballage

* Individuellement emballé dans un papier de qualité médicale

* Stérile prêt à l'utiliser

demande

Convient pour les soins de blessure à l'œil, et les médicaments demande

EYE-PAD

*Built with 100% high quality medical grade cotton

*Wrapped with highly absorbent non woven cover

Soft and comfortable

*Oval, contoured shape

*Fabric facing allows exudate (discharge) to pass into the dressing

Packing Details

*Individually packed in a medical grade paper

*Sterile ready to use it

Application

Suitable for eye injury care, and medication application



BRI/MD - 0065

LINT ABSORBENT

- * Finement tissé et blanchi à la bonne blanc
- * Augmenter d'un côté
- * Très souple
- * Non stérilisé
- * Pratique pour couper dans les dimensions souhaitées Détails d'emballage
- * Emballé en pains de 500 g chacun
- * Toute autre poids que par obligation
- * 60 cms. Grandur
- * Une seule pièce (pas de coupe) applications
- Utilisé pour les médicaments de la plaie

ABSORBENT LINT

- *Finely woven and bleached to good white
- *Raising on one side
- *Highly Soft
- *Non-Sterilized
- *Convenient for cutting in desired sizes
- Packing Details
- *Packed in rolls of 500gms each
- *Any other weight as per requirement
- *60 cms. width
- *Single piece (no cutting)
- Applications
- Used for medication of wound



BRI/MD - 0066

CREPE BANDAGE

Nous offrons coton bandages de crêpe qui sont utiles dans les entorses et autres blessures musculaires mineures. Les bandages sont fabriqués sur des métiers de l'automobile moderne avec les dernières technologies. La caractéristique de ce bandage est son élasticité, propriété extensible. Cela permet au bandage à enrouler sans difficulté et avec confort sur différentes parties du corps. Les bords rapides tissés servent pour la durabilité et l'esthétique.

propriétés

- Bords rapides * Woven
- * Tissu épais
- * Une meilleure élasticité, la pression contrôlée, uniforme et lisse
- * Permet la respiration normale de la peau
- * Ne pas entraver la souplesse musculaire et articulaire
- * Laver à l'eau tiède restaure l'élasticité; bandage peut être réutilisé avec les précautions d'hygiène appropriées

tailles disponibles

- * 15 cm x 4 m (étiré Longueur)
- * 10 cm x 4 m (étiré Longueur)
- * 8 cm x 4 m (étiré Longueur)
- * 6 cm x 4 m (étiré Longueur)

applications

Une bande de crêpe est généralement appliqué pour fournir la chaleur, l'isolation et le soutien à une variété de situations de santé médicaux. Il peut être utilisé pour traiter les entorses et les foulures, pour aider à corriger les fractures et d'autres problèmes d'os en orthopédie.

CREPE BANDAGE

We offer Cotton Crepe Bandages which are useful in sprains and other minor muscle injuries. The bandages are manufactured on modern auto looms with the latest technology. The characteristic feature of this bandage is its elastic, stretchable property. This allows the bandage to be wrapped without trouble and with comfort over different body parts. The woven fast edges serve for durability and aesthetics.

Properties

- *Woven fast edges
- *Thick fabric
- *Better elasticity, controlled, uniform and smooth pressure
- *Allows normal skin breathing
- *Does not hamper muscular and joint flexibility
- *Washing in warm water restores elasticity; bandage can be reused with appropriate hygienic precautions

Sizes Available

- *15 cm x 4 m (Stretched Length)
- *10 cm x 4 m (Stretched Length)
- *8 cm x 4 m (Stretched Length)
- *6 cm x 4 m (Stretched Length)

Applications

A crepe bandage is generally applied to provide warmth, insulation and support in a variety of medical health situations. It can be used to treat sprains and strains, to help correct fractures and other bone problems in orthopaedics.



BRI/MD - 0067



BANDAGE LAMINÉ

Solide et pratique
Gaze de coton rouleau et rouleau bandage sont utilisés lors de la compression modérée est nécessaire

ROLLED BANDAGE

Strong and convenient
Gauze roll bandage and cotton roll bandage are used when moderate compression is required



BRI/MD - 0068

DISPOSABLE REUSABLE MEDICAL DEVICES AND EQUIPMENTS

JETABLES DISPOSITIFS ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX RÉUTILISABLES



BRI/MD - 0069

SERINGUES JETABLES

- Caractéristiques de ces seringues: -
- Produit selon la norme ISO 7886-84.
 - A usage unique, stérile, non toxique, non pyrogènes.
 - 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml.
 - Hub luer slip luer lock centré buse excentrique disponible.
 - Les deux 2 parties et 3 parties disponibles.
 - Types de seringues - 2 pièces / 3 pcs *
 - Polypropylène de qualité médicale non-toxique.
 - Caoutchouc / PVC Joint pour 3 PCs. Seringues.
 - Variété de conseils: embout Luer Slip, excentrique embout luer, Verrouillage Tip.
 - La méthode d'emballage: emballage de poly-sac ou emballage de boursoufflure.
 - E.T.O. stérile. Non toxique et pyrogène - Gratuit.
 - Luer Lock-Luer Slip-excentrique.

Note: * (avec caoutchouc / PVC Joint)

DISPOSABLE SYRINGES

Features of these syringes :-

- Produced according to ISO7886-84.
- Single use only, sterile, non-toxic, non-pyrogenic.
- 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml.
- Hub luer slip luer lock centric eccentric nozzle available.
- Both 2 part and 3 parts available.
- Types of Syringes - 2 Pcs / 3 Pcs*
- Non-toxic medical grade polypropylene.
- Rubber/PVC Gasket for 3 Pcs. Syringes.
- Variety of tips : Luer Slip Tip, Eccentric Luer Tip, Lock Tip.
- Packing method : Polybag packing or Blister packing.
- E.T.O. sterile. Non-Toxic and Pyrogen - Free.
- Luer Lock-Luer Slip-Eccentric Nozzle.

Note : * (with Rubber / PVC Gasket)



Taille	Aiguille de calibre	Conditionnement	
		Boîte intérieure (nos)	Carton (nos)
1 cc/ml	27G 26G 25G 24G	100	4,200
2.5 cc/ml	24G 23G 22G 21G	100	3,000
3 cc/ml	24G 23G 22G 21G	100	3,000
5 cc/ml	23G 22G 21G 20G	100	2,400
10 cc/ml	22G 21G 20G 19G	100	1,200
20 cc/ml	22G 21G 20G 19G 18G	50	800
30 cc/ml	22G 21G 20G 19G 18G	50	600
50 cc/ml	21G 20G 19G 18G	25	400

Size	Needle Gauge	Packing	
		Inner Box (Nos.)	Carton (Nos.)
1 cc/ml	27G 26G 25G 24G	100	4,200
2.5 cc/ml	24G 23G 22G 21G	100	3,000
3 cc/ml	24G 23G 22G 21G	100	3,000
5 cc/ml	23G 22G 21G 20G	100	2,400
10 cc/ml	22G 21G 20G 19G	100	1,200
20 cc/ml	22G 21G 20G 19G 18G	50	800
30 cc/ml	22G 21G 20G 19G 18G	50	600
50 cc/ml	21G 20G 19G 18G	25	400

AIGUILLES À USAGE UNIQUE

Code couleur pour une identification instantanée Gauge.
 Surgical acier inoxydable de qualité.
 Hub & Needle couvrent polypropylène non toxique.
 Ruban d'emballage avec aiguilles montées.
 Blister avec des aiguilles gardé d'ailleurs.
 E.T.O. Stérile. Pyrogen - Gratuit.
 Electro-poli et Siliconised

DISPOSABLE NEEDLES








Colour coded for Instant Gauge Identification.
 Surgical Grade Stainless Steel.
 Hub & Needle cover Non-Toxic Polypropylene.
 Ribbon packing with mounted needles.
 Blister packing with Needles kept besides.
 E.T.O. Sterile. Pyrogen - Free.
 Electro-polished & Siliconised













BRI/MD - 0070

Color Code	Gauge	Longueur
	27G (0.42 mm)	1/2" (13 mm)
	26G (0.45 mm)	1/2" (13 mm)
	25G (0.5 mm)	5/8" (16 mm)



	24G (0.55mm)	3/4" (19 mm). 1" (25 mm)
	23G (0.6mm)	1" (25 mm), 3/4" (19 mm), 11/4" (32 mm)
	22G (0.7 mm)	1" (25 mm), 11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	21G (0.8 mm)	1" (25 mm), 11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	20G (0.9 mm)	11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	19G (1.1 mm)	11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	18G (1.2 mm)	11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)

Color Code	Gauge	Length
	27G (0.42 mm)	1/2" (13 mm)
	26G (0.45 mm)	1/2" (13 mm)
	25G (0.5 mm)	5/8" (16 mm)
	24G (0.55mm)	3/4" (19 mm). 1" (25 mm)
	23G (0.6mm)	1" (25 mm), 3/4" (19 mm), 11/4" (32 mm)
	22G (0.7 mm)	1" (25 mm), 11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	21G (0.8 mm)	1" (25 mm), 11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	20G (0.9 mm)	11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	19G (1.1 mm)	11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)
	18G (1.2 mm)	11/4" (32 mm), 11/2" (38 mm)

INFUSION SETS

Conforme aux normes internationales
 Chambre cylindrique repliable avec filtre directement monté à pic pour plus de commodité ayant construit dans les voies respiratoires pic avec filtre à bactéries hydrophobes., Avec connexion 'Y'
 Verrouillage Luer pour la connexion sécurisée
 Super lisse kink tube résistant avec régulateur de rouleur très efficace pour débit précis et sans restriction
 Spike extra fort biseauté spécial
 Self Sealing ampoule latex pour supplémentaire médicaments et rinçage facile
 Aiguille 21G x 1 1/2 "de fluidité
 Déposez taille de 20 gouttes / ml
 Individuellement emballé. A usage unique
 Jetable non toxique et pyrogènes
 Stérile prêt à l'emploi
 Gamme de kits de perfusion comprennent ...
 Set de perfusion Klassic avec Y Connecteur
 Afficher Set de perfusion avec Airway intégré
 Débit réglé moulé Chambre I.V. Régler
 Klassic économie I.V. Régler
 Klassic Pack papier / polyester Paquet I. V. Set

INFUSION SETS

Conforms to International Standards
 Cylindrical collapsible chamber with filter fitted direct to spike for convenience having built in airway spike with hydrophobic bacteria filter., with 'Y' connection
 Luer locking for secure connection
 Super smooth kink resistant tubing with very efficient roller controller for accurate & unrestricted flow
 Special bevelled extra strong spike
 Self Sealing latex bulb for extra medication & easy flushing
 Needle 21G x 1 1/2 " for smooth flow
 Drop size of 20 drops/ml
 Individually packed. For single use only
 Disposable non toxic & pyrogen free
 Sterile ready for use
 Range of infusion sets include...
 Klassic Infusion Set with Y Connector
 Dispoway Infusion Set with Inbuilt Airway
 Flow Set Moulded Chamber I.V. Set
 Klassic Economy I.V. Set
 Klassic Paper Pack /polyester Pack I. V. Set



BRI/MD - 0071




SCALP FILONIENS

Conçu pour les patients confort pour perfusion à long terme: -
 Ultra mince paroi avec aiguille courte de biseau donne la capacité de perfusion rapide. Les grandes ailes flexibles inclinés offrent un maximum de confort du patient lors de scellés avec la peau.
 Code couleur des ailes de nattes pour assurer une orientation correcte du biseau de l'aiguille de ponction veineuse.
 Monture compatible branché leurre souple permet une bonne sécurité à l'ensemble de perfusion.
 Tailles (FG) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
 E.O stérile.
 Emballées individuellement sous blister en boîte de 50 unités.

SCALP VEIN SETS

Designed for patients comfort for long term infusion:-
 Ultra thin wall with short bevel needle gives rapid infusion ability.
 Large angled flexible wings provide maximum patient comfort when taped with skin.
 Color coded matting wings to ensure correct orientation of the needle bevel for venipuncture.
 Soft plugged lure compatible mount allows good security to the infusion set.
 Sizes (FG) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
 E.O Sterile.
 Individually blister packed in box of 50 Pcs.



BRI/MD - 0072

AIGUILLES À PONCTION LOMBAIRE

18G à 26G, 2 «à 12» de longueur.
 Code couleur pour identification Hub instant.
 Acier inoxydable de qualité chirurgicale.,
 Hub & adaptateur, polypropylène non toxique.
 Emballage: Individuellement paquet de boursoufflure.
 Non-Toxique: pyrogènes, E.T.O. stérile.

LUMBER PUNCTURE NEEDLES

18G to 26G, 2" to 12" in length.
 Color code for instant Hub Identification.
 Surgical grade stainless steel.,
 Hub & Adaptor, Non toxic Polypropylene.
 Packing : Individually Blister pack.
 Non-Toxic : Pryogen Free, E.T.O. sterile.



BRI/MD - 0073

SANG LANCET & DEVICES

Gravure électrolytique polissage.
 Safe Prélèvement de sang ..
 Aiguille: 21G, 25G, 26G et 28G.
 Individuellement stérilisés et 200 pièces emballées dans une boîte intérieure.
 Stérilisé par rayons gamma.
 Convient pour: - l'hématologie, la pédiatrie, les diabétiques, groupage sanguin pathologie chimique, ESSAI artérielle, les lipides ANALYSE DE SANG & centres de donneurs

BLOOD LANCET & DEVICES

Electrolytic Etching-polishing.
 Safe Blood Sampling..
 Needle Size: 21G, 25G, 26G & 28G.
 Individually sterilized and 200 pcs packed in an inner box.
 Sterilized by Gamma Rays.
 Suitable for :- HEMATOLOGY, PEDIATRICS, DIABETICS, BLOOD GROUPING, CHEMICAL PATHOLOGY, BLOOD TESTING, LIPIDS ANALYSIS & BLOOD DONOR CENTERS



BRI/MD - 0074



AIGUILLE HYPODERMIQUE JETABLE

À usage unique.
 Traitée avec de l'huile silicone.
 Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
 Bactérie gratuite, non-toxique, pyrogènes.
 Montage selon la norme ISO 7864, le code couleur se réfère à la norme ISO 6009-1992 (F).
 Livré dans 100pcs/boîte, individuel emballé avec du plastique ou blister.

DISPOSABLE HYPODERMIC NEEDLE

For Single use only.
 Treated with Silicon oil.
 Sterilized with ETO.
 Bacterium Free, Non-Toxic, Pyrogen Free.
 Produced according to ISO7864, colour code made reference to ISO6009-1992(E).
 Supplied in 100pcs/box, individual packed with plastic or blister.

AIGUILLE CORNÉE

1/2 Taper pointe Régulière
 3/8 Taper pointe Régulière
 1/2 Cutting Edge Regular
 3/8 Cutting Edge Regular

CORNEAL NEEDLE

1/2 Taper Point Regular
 3/8 Taper Point Regular
 1/2 Cutting Edge Regular
 3/8 Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	4	5	Size No	1	2	3	4	5
Longueur (mm)	5	6	7	8	9	Length (mm)	5	6	7	8	9

AIGUILLE OPHTALMIQUE

1/2 Taper pointe Régulière
 122 3/8 Taper pointe Régulière
 123 1/2 Cutting Edge Regular
 124 3/8 Cutting Edge Regular

OPHTHALMIC NEEDLE

1/2 Taper Point Regular
 122 3/8 Taper Point Regular
 123 1/2 Cutting Edge Regular
 124 3/8 Cutting Edge Regular

Taille No	00	0	1	2	3	Size No	00	0	1	2	3
Longueur (mm)	11	13	15	18	21	Length (mm)	11	13	15	18	21

AIGUILLE VASCULAIRE (HÉTÉRO)

Hétéro pointe conique régulier
 Joignant le point de Spacut régulier

VASCULAR NEEDLE (STRAIGHT)

Straight Taper Point Regular
 Straight Spacut Point Regular

Taille No	1	2	3	Size No	1	2	3
Longueur (mm)	15	20	25	Length (mm)	15	20	25

AIGUILLE VASCULAIRE (HÉTÉRO)

3/8 Taper pointe Régulière
 1/2 Taper pointe Régulière


VASCULAR NEEDLE (STRAIGHT)

3/8 Taper Point Regular
 1/2 Taper Point Regular


Taille No	0	1	2	3	Size No	0	1	2	3
Longueur (mm)	11	14	19	24	Length (mm)	11	14	19	24



BRI/MD - 0075




BRI/MD - 0076



BRI/MD - 0077



BRI/MD - 0078



BRI/MD - 0079




AIGUILLE DENTAIRE (DEMI COURBÉ)

Half - Curved Cutting Edge Regular

DENTAL NEEDLE (HALF CURVED)

Half - Curved Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	Size No	1	2	3
Longueur (mm)	12	15	18	Length (mm)	12	15	18



BRI/MD - 0080

AIGUILLE DENTAIRE (COURBE)

3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Cutting Edge Regular

DENTAL NEEDLE (CURVED)

3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	Size No	1	2	3
Longueur (mm)	12	15	18	Length (mm)	12	15	18



BRI/MD - 0081

AIGUILLE DE LA PEAU


1/2 Cutting Edge Regular
3/8 Cutting Edge Regular

SKIN NEEDLE

1/2 Cutting Edge Regular
3/8 Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6	7
Longueur (mm)	17	21	25	29	33	37	41

Size No	1	2	3	4	5	6	7
Length (mm)	17	21	25	29	33	37	41



BRI/MD - 0082

FERMETURE GÉNÉRALE (HÉTÉRO)


Hétéro Cutting Edge Regular

GENERAL CLOSURE (STRAIGHT)

Straight Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur (mm)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

Size No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Length (mm)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75



BRI/MD - 0083



FERMETURE GÉNÉRALE (DEMI COURBÉ)


Half - Curved Cutting Edge Regular

GENERAL CLOSURE (HALF CURVED)

Half - Curved Cutting Edge Regular

Taille No	0	1	2	3	4	5	6
Longueur (mm)	25	30	40	50	55	60	70

Size No	0	1	2	3	4	5	6
Length (mm)	25	30	40	50	55	60	70



BRI/MD - 0084

FERMETURE GÉNÉRALE


3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Cutting Edge Regular

GENERAL CLOSURE

3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur (mm)	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53

Size No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Length (mm)	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53



BRI/MD - 0085

GASTRO-INTESTINAL (DROITE)


Hétéro pointe conique régulier

GASTRO-INTESTINAL (STRAIGHT)

Straight Taper Point Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur (mm)	34	42	50	58	66	74	80	86

Taille No	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur (mm)	34	42	50	58	66	74	80	86




BRI/MD - 0086

GASTRO-INTESTINAL

3/8 Taper pointe Régulière
1/2 Taper pointe Régulière

GASTRO-INTESTINAL

3/8 Taper Point Regular
1/2 Taper Point Regular



BRI/MD - 0087



Taille No	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur (mm)	18	23	28	33	38	43	48	53

Taille No	1	2	3	4	5	6	7	8
Longueur (mm)	18	23	28	33	38	43	48	53

ABDOMINALE


3/8 Taper pointe Régulière
1/2 Taper pointe Régulière

ABDOMINAL

3/8 Taper Point Regular
1/2 Taper Point Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur (mm)	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53

Size No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Length (mm)	17	21	25	29	33	37	41	45	49	53



BRI/MD - 0088

OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE


3/8 Taper pointe Régulière
1/2 Taper pointe Régulière

OBSTETRICS & GYNAECOLOGY

3/8 Taper Point Regular
1/2 Taper Point Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6
Longueur (mm)	31	36	41	46	51	56

Size No	1	2	3	4	5	6
Length (mm)	31	36	41	46	51	56



BRI/MD - 0089


OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE

1/2 Blunt pointe Régulière

OBSTETRICS & GYNAECOLOGY

1/2 Blunt Point Regular

Taille No	0	1	2	3	Size No	0	1	2	3
Longueur (mm)	30	45	60	75	Length (mm)	30	45	60	75



BRI/MD - 0090



OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE


3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Cutting Edge Regular

OBSTETRICS & GYNAECOLOGY

3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6
Longueur (mm)	31	36	41	46	51	56

Size No	1	2	3	4	5	6
Length (mm)	31	36	41	46	51	56



BRI/MD - 0091

FASCIA


1/2 Cutting Edge Regular
3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Taper pointe Régulière
3/8 Taper pointe Régulière

FASCIA

1/2 Cutting Edge Regular
3/8 Cutting Edge Regular
1/2 Taper Point Regular
3/8 Taper Point Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6
Longueur (mm)	25	32	39	46	53	60

Size No	1	2	3	4	5	6
Length (mm)	25	32	39	46	53	60



BRI/MD - 0092


RÉTENTION (DEMI COURBÉ)

La moitié coupe de bord incurvé régulier

RETENTION (HALF CURVED)

Half Curved Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	4	5	Size No	1	2	3	4	5
Longueur (mm)	70	82	100	115	130	Length (mm)	70	82	100	115	130



BRI/MD - 0093


RÉTENTION

1/2 Cutting Edge Regular
3/8 Cutting Edge Regular

RETENTION

1/2 Cutting Edge Regular
3/8 Cutting Edge Regular

Taille No	1	2	3	4	5	6	Size No	1	2	3	4	5	6
Longueur (mm)	60	66	73	80	87	93	Length (mm)	60	66	73	80	87	93



BRI/MD - 0094



SURGICAL SUTURES

SUTURES CHIRURGICALES

SYNTHÉTIQUE RÉSORBABLE U.S.P. DE SUTURE CHIRURGICALE

Matériau synthétique suture chirurgicale résorbable tressé et enduit en homopolymère de Glycolide
 Violet de couleur
 Soutien de la plaie jusqu'à 21 jours
 Stérilisation Oxyde d'éthylène
 Standard / Certification U.S.P. , E.p. , CE
 Temps d'absorption 60 à 90 jours
 Résistance à la traction rétention 15% de rétention le 21 après l'implantation d'une journée

SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE U.S.P.

Material Synthetic braided and coated absorbable surgical suture made of homopolymer of Glycolide
 Colour Violet
 Wound Support upto 21 days
 Sterilization Ethylene Oxide
 Standard/Certification U.S.P. ,E.p. ,CE
 Absorption Time 60 to 90 days
 Tensile Strength Retention 15% Retention on 21st day post implantation



BRI/MD - 0095

MONOFILAMENT POLYDIOXANONE SURGICAL SUTURE E.P.

Matériau synthétique monofilament suture chirurgicale résorbable en homopolymère de polydioxanone
 Couleur Deep Bleu
 Soutien de la plaie jusqu'à 60 jours
 Stérilisation Oxyde d'éthylène
 Standard / Certification E.P. , CE
 Temps d'absorption 180 210 jours
 Résistance à la traction rétention 50% de rétention sur 28 après l'implantation d'une journée
 25% de rétention sur la 42e après l'implantation d'une journée

MONOFILAMENT POLYDIOXANONE SURGICAL SUTURE E.P.

Material Synthetic monofilament absorbable surgical suture made of homopolymer of polydioxanone
 Colour Deep Blue
 Wound Support upto 60 days
 Sterilization Ethylene Oxide
 Standard/Certification E.P. , CE
 Absorption Time 180 to 210 days
 Tensile Strength Retention 50% Retention on 28th day post implantation
 25% retention on 42nd day post implantation



BRI/MD - 0096

SYNTHÉTIQUE RÉSORBABLE U.S.P. DE SUTURE CHIRURGICALE

Matériau synthétique suture chirurgicale résorbable tressé et enduit en homopolymère de Glycolide
 Violet de couleur
 Soutien de la plaie jusqu'à 21 jours
 Stérilisation Oxyde d'éthylène
 Standard / Certification U.S.P. , E.p. , CE
 Temps d'absorption 60 à 90 jours
 Résistance à la traction rétention 15% de rétention le 21 après l'implantation d'une journée

SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE U.S.P.

Material Synthetic braided and coated absorbable surgical suture made of homopolymer of Glycolide
 Colour Violet
 Wound Support upto 21 days
 Sterilization Ethylene Oxide
 Standard/Certification U.S.P. ,E.p. ,CE
 Absorption Time 60 to 90 days
 Tensile Strength Retention 15% Retention on 21st day post implantation



BRI/MD - 0097



**SYNTHÉTIQUE MONOFILAMENT
SUTURE CHIRURGICALE NON
RÉSORBABLE EN POLYPROPYLENE**

Résistance extrêmement élevée à la traction très flexible
 En raison de son caractère synthétique et de monofilament, Hinesburg polypropylène Sollicite seulement réactivité tissulaire minimale. Hinesburg polypropylène est très ductile. Elle s'étend de 30% avant la rupture du fil, ce qui permet le gonflement postopératoire de tissu et d'éviter un étranglement possible de tissu. Permet de noeud sécurisé attachant. Textile extrêmement lisse, ce qui entraîne un traumatisme tissulaire minimal.
PROFIL DE MARQUE:
 Composition: Polypropylène
 Structure: monofilament
 Origine: Synthétique
 Couleur du fil: Bleu
 Oxyde d'éthylène: de stérilisation
INDICATIONS:
 chirurgie vasculaire
 La chirurgie cardiaque
 La chirurgie plastique et reconstructive
 Fermeture de la peau (intra, sous la peau)
 neurochirurgie
 microchirurgie
 chirurgie gastro-intestinale

**SYNTHETIC MONOFILAMENT NON-
ABSORBABLE SURGICAL SUTURE
MADE OF POLYPROPYLENE**

Extremely high tensile strength Very Flexible
 Due to its synthetic and monofilament characteristic, HINSURG Polypropylene Elicits only minimal tissue reactivity. HINSURG Polypropylene is highly ductile. It extends 30% prior to rupture of the thread, allowing for the post-operative swelling of tissue and avoiding possible strangulation of tissue.
 Allows for secured knot tying. Extremely smooth textile, resulting in minimal tissue trauma.
BRAND PROFILE:
 Composition: Polypropylene
 Structure: Monofilament
 Origin: Synthetic
 Thread colour: Blue
 Sterilization: Ethylene Oxide
INDICATIONS:
 Vascular surgery
 Cardiac surgery
 Plastic and reconstructive surgery
 Skin closure (intra, sub, skin)
 Neurosurgery
 Microsurgery
 Gastrointestinal surgery




BRI/MD - 0098

**NON RÉSORBABLE, STÉRILE
CHIRURGICALE COMPOSÉE
DE LA LONGUE CHAÎNE DES
POLYMÈRES ALIPHATIQUES
NYLON 6 ET LE NYLON 6.6.**

Passage aisé à travers les tissus en raison de son faible coefficient de frottement. Réactivité tissulaire minimale. Excellente élasticité. Exceptionnelle pour la fermeture de la peau. Haute résistance à la traction, même dans le cas des tailles fines pour la micro chirurgie et d'ophtalmologie
PROFIL DE MARQUE:
 Composition: Polyamide
 Structure: monofilament
 Origine: Synthétique
 Couleur du fil: Noir
 Oxyde d'éthylène: de stérilisation
INDICATIONS
 Fermeture de la peau (intradermique, sous-cutanée)
 La chirurgie plastique et reconstructive
 microchirurgie
 Chirurgie ophtalmique

**NON-ABSORBABLE, STERILE
SURGICAL SUTURE COMPOSED
OF THE LONG CHAIN ALIPHATIC
POLYMERS NYLON 6 AND NYLON
6.6.**

Easy passage through tissues due to its low frictional coefficient. Minimal tissue reactivity. Excellent elasticity. Exceptional for skin closures. High tensile strength even in the case of fine sizes for micro surgery and ophthalmology
BRAND PROFILE:
 Composition: Polyamide
 Structure: Monofilament
 Origin: Synthetic
 Thread colour: Black
 Sterilization: Ethylene Oxide
INDICATION
 Skin closure (intracutaneous, subcutaneous)
 Plastic and reconstructive surgery
 Microsurgery
 Ophthalmic surgery



BRI/MD - 0099



SUTURE DE LA SOIE

Brutes soie est produite par une larve de ver à soie cocon. Ces cires naturelles et les gommés sont enlevés avant le processus de tressage, ce qui permet une tresse serrée, plus compacte.

HISIL suture de soie est teint noir pour une meilleure visibilité dans les tissus.

HISIL suture de soie est non résorbable et multifilament dans la nature. Bien HLL détermine sa suture en soie comme non résorbable, il perd plus de sa force de traction dans un an, et est complètement absorbé en 2 ans. Ainsi, HISIL soie se comporte comme une suture absorption très lente.

HLL manteaux sa soie dans le silicium pour limiter l'absorption, augmentation de ductilité et de minimiser la réactivité des tissus.

La suture très flexible avec un revêtement de cire particulière assure une excellente maniabilité

Un traitement moderne de revêtement de surface fournit la suture avec une finesse remarquable

Variations minimales de diamètre le long du fil

PROFIL DE MARQUE:

Composition: Soie

Structure: Multifilament

Origine: Naturel

Couleur du fil: Noir

Oxyde d'éthylène: de stérilisation

INDICATIONS:

fermeture générale

G. I. Tract

plastique

peau

ophtalmique

Chirurgies cardiovasculaires Grandment utilisé comme ligature.

Contre-indication:

Ne doit pas être utilisé dans les voies biliaires ou urinaires ou en cas d'infection

SILK SUTURE

Raw silk is produced by a silkworm larva's cocoon. These natural waxes and gums are removed prior to the braiding process, allowing for a tighter, more compact braid.

HISIL Silk suture is dyed black for easier visibility in tissue.

HISIL Silk suture is non-absorbable and multifilament in nature.

Although HLL classifies its silk suture as a non-absorbable suture, it loses most of its tensile strength in one year, and is completely absorbed in 2 years. Thus, HISIL Silk behaves like a very slow absorbing suture.

HLL coats its Silk in silicon to limit absorption, increase ductility, and minimize tissue reactivity.

The very flexible suture with a special wax coating ensures excellent handling

A modern surface coating treatment provides the suture with an outstanding smoothness

Minimal variations of diameter along the thread

BRAND PROFILE:

Composition: Silk

Structure: Multifilament

Origin: Natural

Thread colour: Black

Sterilization: Ethylene Oxide

INDICATION:

General closure

G. I. Tract

Plastic


Skin

Ophthalmic

Cardiovascular Surgeries Widely used as ligature.

CONTRAINDICATION:

Should not be used in the biliary or urinary tracts or in cases of infection



BRI/MD - 0100



LAB & BLOOD BANK DISPOSABLES

LAB & BLOOD JETABLES DE LA BANQUE

TUBES À CENTRIFUGER, PP

traits

Principales utilisations: Biologie moléculaire et biochimie.

Traînée par plus de haute qualité de polypropylène vierge.

Peut être utilisé dans des températures très basses et avec des solvants organiques.

Ces tubes sont avec Integral Cap Snap.

Givre sur la surface rend plus facile l'écriture.

Peut être stérilisé en autoclave.

RCF maximum 2000.

Grande Motte dans graduations permet une identification facile.

Ces tubes sont RNase, DNase et de pyrogènes.

MICRO CENTRIFUGE TUBES, PP

Features

Major Uses: Molecular Biology & Biochemistry. Processed through Highest quality of Virgin Polypropylene.

Can be used in very low temperature and with Organic Solvents.

These tubes are with Integral Snap Cap.

Frosting on the surface makes writing easier.

Can be Autoclaved.

Maximum RCF 2000.

Large Mounded in graduations makes identification easy.

These Tubes are RNase, DNase and Pyrogen Free.



BRI/MD - 0101

Capacité (ml)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Non par caisse
0.5	10	31.5	1000
1.5	13	41	500
1.5 Colou Rouge	13	41	500
1.5 Amber	13	41	500
2.0	13	41	500

Capacity (ml)	Outer Diameter (mm)	Height (mm)	No. Per Case
0.5	10	31.5	1000
1.5	13	41	500
1.5 Coloured	13	41	500
1.5 Amber	13	41	500
2.0	13	41	500

CENTRIFUGEUSE TUBE INFÉRIEUR CONIQUE, PP / HDPE

Grande partie dépoli blanc pour l'écriture facile.

Utilisation de la soie Graduation de l'écran rend l'identification facile.

Cap: Bleu Couleur, étanche.

Option de couleur ambre pour les échantillons sensibles à la lumière

Aucun de caoutchouc naturel

stérilisés par irradiation

stérilisés par irradiation

Max. 12000 RCF

Peut être passé à l'autoclave.

CENTRIFUGE TUBE CONICAL BOTTOM, PP/HDPE

Large white frosted portion for easy writing. Use of Silk Screen Graduation makes identification easy.

Cap: Blue Colour, Leak Proof.

Option of Amber colour for light sensitive samples

No Natural Rubber content

Radiation Sterilized

Radiation Sterilized

Max. RCF 12000

Can be autoclaved.



BRI/MD - 0102



Capacité (ml)	Cap Couleur	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Non par caisse
15	Bleu	16.5	117.8	500
15 (Sterile)	Bleu	16.5	117.8	500
15 (Amber)	Bleu	16.5	117.8	500
15 (Sterile Amber)	Bleu	16.5	117.8	500
50	Bleu	29.2	114.3	500
50 (Sterile)	Bleu	29.2	114.3	500
50 (Amber)	Bleu	29.2	114.3	500
50 (Sterile Amber)	Bleu	29.2	114.3	500


Capacity (ml)	Cap Colour	Outer Diameter (mm)	Height (mm)	No. Per Case
15	Blue	16.5	117.8	500
15 (Sterile)	Blue	16.5	117.8	500
15 (Amber)	Blue	16.5	117.8	500
15 (Sterile Amber)	Blue	16.5	117.8	500
50	Blue	29.2	114.3	500
50 (Sterile)	Blue	29.2	114.3	500
50 (Amber)	Blue	29.2	114.3	500
50 (Sterile Amber)	Blue	29.2	114.3	500

EN PROIE CENTRIFUGE TUBE INFÉRIEUR CONIQUE, EPS

Ces supports sont conçus pour tenir Centrifugeuse Fond Conique
Ces supports sont fabriqués à partir de polystyrène expansé de haute qualité.
Ces racks désignent une solution pratique pour stocker des tubes de centrifugeuse.
Placement des tubes est au format zigzag pour une distribution facile.

RACKED CENTRIFUGE TUBE CONICAL BOTTOM, EPS

These racks are designed to hold Centrifuge Conical Bottom
These racks are made out of high quality expanded polystyrene.
These racks designate a convenient solution for storing Centrifuge tubes.
Placement of tubes is in zigzag format for easy dispensing.



BRI/MD - 0103

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Non par caisse
15 (Rack Only)	47	10 Pcs
50 (Rack Only)	48	10 Pcs
15 (Racked)	125	50 Pcs X 2 Racks
15 (Racked Sterile)	125	50 Pcs X 2 Racks
15 (Amber Racked)	125	50 Pcs X 2 Racks
15 (Sterile Amber, Racked)	125	50 Pcs X 2 Racks



50 (Racked)	120	25 Pcs X 2 Racks
50 (Racked, Sterile)	120	25 Pcs X 2 Racks
50 (Amber, Racked)	120	25 Pcs X 2 Racks
50 (Sterile Amber , Racked)	120	25 Pcs X 2 Racks

Capacity (ml)	Height (mm)	No. Per Case
15 (Rack Only)	47	10 Pcs
50 (Rack Only)	48	10 Pcs
15 (Racked)	125	50 Pcs X 2 Racks
15 (Racked Sterile)	125	50 Pcs X 2 Racks
15 (Amber Racked)	125	50 Pcs X 2 Racks
15 (Sterile Amber, Racked)	125	50 Pcs X 2 Racks
50 (Racked)	120	25 Pcs X 2 Racks
50 (Racked, Sterile)	120	25 Pcs X 2 Racks

MICRO CONSEILS, PP

Traitées à l'aide de haute pureté polypropylène vierge.
 Utilisations finales: Pipettes Applications, biologie moléculaire et applications précieux.
 Avantages: Compatible avec différents types de U-Pipettes, haute clarté.
 L'orifice est centré précisément pour la précision directionnelle.
 Facilité: Precision Facility moulé.
 Nos conseils sont Dnase, de RNase et pyrogènes.
 Nettoyez et la surface hydrophobe assurer une faible rétention, une précision et une reproductibilité.
 Peut être passé à l'autoclave.

MICRO TIPS, PP

Processed using High Purity Virgin Polypropylene.
 End Uses: Pipetting Applications, Molecular biology and precious application.
 Benefits: Compatible with different type of U-Pipettes, High clarity.
 The Orifice is precisely centered for directional accuracy.
 Facility: Precision Moulded Facility.
 Our Tips are Dnase, Rnase and Pyrogen free.
 Clean and the hydrophobic surface ensure low retention, increased accuracy and Reproducibility.
 Can be autoclaved.



BRI/MD - 0104

Capacité (µl)	Couleur	Non par caisse
2 - 200	Vert	1000
2 - 200	Natural	1000
100 - 1000	Bleu	500
100 - 1000	Natural	500

Capacity (µl)	Colour	No. Per Case
2 - 200	Yellow	1000
2 - 200	Natural	1000
100 - 1000	Blue	500
100 - 1000	Natural	500



SÉROLOGIQUES PIPETTES STÉRILES, PS

Emballés individuellement pipettes graduées avec du papier / peel-pack en plastique. Unique bouchon code couleur permet une identification facile de la taille. Stérile, emballé individuellement et certifiés non pyrogènes et Dnase, RNase. Numéro de lot est imprimé sur chaque emballage de la pipette. Précision de + / - 2% à plein volume.

SEROLOGICAL PIPETTES STERILE, PS

Individually wrapped graduated pipettes with paper/plastic peel-pack. Unique color-coded plug allows easy size identification. Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic & Dnase, RNase-free. Lot number is printed on each pipette wrapper. Accuracy within +/- 2% at full volume.



BRI/MD - 0105

Longueur (mm)	Capacité (ml)	Non par caisse
270	1	500
270	2	500
295	5	250
295	10	200
298	25	200
300	50	100

Length (mm)	Capacity (ml)	No. Per Case
270	1	500
270	2	500
295	5	250
295	10	200
298	25	200
300	50	100

PP CRYOVIAL STÉRILE, PP

Grande partie dépoli blanc pour l'écriture facile. Graduation de l'impression en sérigraphie permet une identification facile. Construire en bouchon dans le bouchon rend l'épreuve des fuites stérilisés par irradiation. Peut résister à une plus longue durée à ultra-basse température.

CRYO VIAL STERILE, PP

Large white frosted portion for easy writing. Graduation in silk screen printing makes identification easy. Build in plug in the cap makes it leak proof. Radiation sterilized. Can withstand for a longer duration at ultra-low temperature.



BRI/MD - 0106

Capacité (ml)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	Non par caisse
1.8	11.36	45.7	1000
4.5	11.36	86.5	500

Capacity (ml)	Outer Diameter (mm)	Height (mm)	No. Per Case
1.8	11.36	45.7	1000
4.5	11.36	86.5	500



CRYO CODERS, HDPE

Ces codeurs s'adaptent à la partie supérieure de la fermeture des flacons cryogéniques. Ceux-ci fournissent une identification visuelle rapide des flacons spécifiques. Il contribue à l'entretien de l'inventaire. Disponible dans une Grand gamme de couleurs.

CRYO CODERS, HDPE

These Coders fit onto the top of cryogenic vial closures. These provide quick visual identification of specific vials. It helps in Inventory maintenance. Available in wide range of colours.

Couleur	Non par caisse
Blanc	100
Bleu	100
Rouge	100
Vert	100
Jaune	100

Colour	No. Per Case
White	100
Blue	100
Red	100
Yellow	100
Green	100



BRI/MD - 0107

FLACON STOCKAGE, PP

Traitées à l'aide de haute pureté polypropylène vierge
Usages: Conservation des réactifs de PCR, des enzymes et d'autres diagnostics et des réactifs ou des échantillons biochimiques
Étanche vis HDPE HDPE fermeture
Peut être utilisé à partir de -30 ° C à 95 ° C.

STORAGE VIAL, PP

Processed using high purity virgin polypropylene
Uses: Storage of PCR reagents, enzymes & other diagnostics and biochemical reagents or samples
Leak Proof HDPE screw closure HDPE
Can be used from -30° C to 95° C.

Capacité (ml)	Diamètre extérieur (mm)	Hauteur (mm)	No.Per Case
2.0	11.36	45.7	1000
5.0	11.36	86.5	1000

Capacity (ml)	Outer Diameter (mm)	Height (mm)	No.Per Case
2.0	11.36	45.7	1000
5.0	11.36	86.5	1000



BRI/MD - 0108

RIA VIAL ET CAP

Flacons Ria sont des tubes en polypropylène / polystyrène, généralement utilisés dans radioimmuno Assay - une méthode scientifique utilisée pour les antigènes de test (pour l'échantillon, les niveaux d'hormones dans le sang), sans la nécessité d'utiliser un test biologique.
Ria Vial PP sont clairs et peut résister à 3000 RCF pendant la centrifugation, tandis que les tubes en polystyrène transparents peuvent supporter 1400 RCF.
Les tubes en PP peuvent accepter des acides communs, des alcalis et solvants à température ambiante, tandis que les tubes PS peuvent accepter bases douces, acides faibles, mais pas de solvants organiques.
Ria Vial PP sont autoclavables en tubes PS sont non autoclavable.

RIA VIAL & CAP

Ria Vials are polypropylene/polystyrene tubes generally used in Radioimmuno Assay - a scientific method used to test antigens (for sample, hormone levels in the blood) without the need to use a bioassay.
Ria Vial PP are clear and can withstand 3000 RCF during centrifugation while the transparent polystyrene tubes can withstand 1400 RCF.
The PP tubes can accept common acids, alkalies & solvents at room temperature while the PS tubes can accept mild bases, weak acids but not organic solvents.
Ria Vial PP are autoclavable while PS tubes are non-autoclavable.



BRI/MD - 0109



Ø X h (mm)	Matériel	Hauteur (mm)	No. Pe Case
12 X 75	PP	73.7	500
12 X 75	PS	74.5	500

Ø (mm)	Matériel	Non par caisse
12	HDPE	500

Ø X h (mm)	Material	Height (mm)	No. Pe Case
12 X 75	PP	73.7	500
12 X 75	PS	74.5	500

Ø (mm)	Material	No. Per Case
12	HDPE	500



EXEMPLE DE CONTENEUR, PP / HDPE

Ultra-clair récipient en polypropylène avec bouchon à vis de preuve de fuite de polyéthylène.

Partie givrée pour l'écriture facile.

Clair et facile à lire graduations.

Récipient non stérile a arracher douille de chapeau pour le plus haut niveau d'hygiène. Récipient stérile est emballé individuellement dans une pochette en polyéthylène.

SAMPLE CONTAINER, PP/HDPE

Ultra clear polypropylene container with polyethylene leak proof screw cap.

Frosted portion for easy writing.

Clear and easy to read graduations.

Non-Sterile container has tear off cap sleeve for highest level of hygiene. Sterile container is individually packed in polyethylene pouch.

Capacité (ml)	Cap Couleur	Division Sub (ml)	Hauteur (ml)	Non par caisse
50	Bleu , Rouge & Blanc	10	58	450
50 (Sterile)	Bleu , Rouge & Blanc	10	58	450
100	Bleu , Rouge & Blanc	20	77	230
100 (Sterile)	Bleu , Rouge & Blanc	20	77	230

Capacity (ml)	Cap Colour	Sub Division (ml)	Height (ml)	No. Per Case
50	Blue, Red & White	10	58	450
50 (Sterile)	Blue, Red & White	10	58	450
100	Blue, Red & White	20	77	230
100 (Sterile)	Blue, Red & White	20	77	230

URINE / SELLES CONTENANT D'ÉCHANTILLON

Urine / Tabouret récipient d'échantillon est utilisé pour le prélèvement d'urine / selles échantillons pour l'examen de laboratoire.

Fabriqué à partir de polypropylène translucide de qualité médicale ou polystyrène transparent conditionnement

Sterile, emballé individuellement dans un emballage de poche Tear.

Récipient d'échantillons d'urine

Récipient d'échantillon d'urine fourni avec facile à lire graduation permet de déterminer le volume.

Munie d'un couvercle hermétique pour la manipulation de l'échantillon

Disponible en 30ml et 70ml capacité.

Paquet de 25. Carton de 600.

Poids brut: 9,230 kg

Taille principale de carton: 660 x 432 x 508mm

Récipient d'échantillons de selles

Fourni avec hermétique de type cuillère Couvercle pour sûr levage et de manutention de l'échantillon.

Paquet de 25.

SANG LANCET

Sang Lancet utilisé comme une lame manuel pour faire une incision cutanée limitée que pour la collecte de sang.

Fabriqué à partir de grade médical en acier inoxydable et polymère.

Ultrasons nettoyer.

Pointu superbe pour l'incision instant. conditionnement

Sterile, emballé individuellement dans peel pack de poche capable.

Pack de 200. Carton de 20000pcs.

Poids brut: 13,00 kg

Taille principale de carton: 432 x 432 x 432 mm

URINE/STOOL SPECIMEN CONTAINER

Urine/Stool Specimen Container is used for the Collection of Urine /Stool Sample for the laboratory examination.

Made from medical grade Translucent Polypropylene or clear polystyrene Packing

Sterile, individually packed in Tear pouch pack.

Urine Specimen Container

Urine Specimen Container provided with easy to read graduation helps to determine the Volume.

Provided with airtight Lid for safe handling of sample

Available in 30ml and 70ml capacity.

Pack of 25. Carton of 600.

Gross weight: 9.230kg

Master Carton size: 660 x 432 x 508mm

Stool Specimen Container

Provided with airtight spoon type Lid for safe lifting & handling of sample.

Pack of 25.

BLOOD LANCET

Blood Lancet used as a manual blade to make a limited skin incision as for collection of Blood.

Made from medical grade Stainless Steel and polymer.

Ultrasonic cleaned.

Super sharp tip for the instant incision.

Packing

Sterile, individually packed in peel able pouch pack.


Pack of 200. Carton of 20000pcs.

Gross weight: 13.00kg

Master Carton size: 432 x 432 x 432mm



BRI/MD - 0111



BRI/MD - 0112



PIPETTES PASTEUR, LDPE

Ces incassables, non toxique tout-en-un pipettes éliminent le danger de verre cassé et l'exposition à des matières infectieuses.

Moulé translucide de polyéthylène basse densité, ils sont inertes à des fluides biologiques et la plupart des acides.

Peut être scellé et réfrigérés.

La surface de faible affinité réduit la perte de protéines cellulaires et précieux due à la liaison.

Options stériles et non stériles disponibles ..

PASTEUR PIPETTES, LDPE

These unbreakable, non toxic all-in-one pipettes eliminate the hazard of broken glass and exposure to infectious material.

Molded from translucent low-density polyethylene they are inert to biological fluids and most acids.

Can be sealed and refrigerated.

The low-affinity surface reduces the loss of cell & valuable proteins due to binding.

Sterile and non sterile options available..



BRI/MD - 0113

Capacité (ml)	Longueur (mm)	Non par caisse
1.0	150	500
1.0 (Sterile)	150	500
3.0	155	500
3.0 (Sterile)	155	500

Capacity (ml)	Length (mm)	No. Per Case
1.0	150	500
1.0 (Sterile)	150	500
3.0	155	500
3.0 (Sterile)	155	500

MICRO TIP BOÎTES

Pour 96 micro conseils de 2-20 pi

Pour 96 micro-pointes de 2-200 ul


Pour 100 micro-pointes 200-1000 pl ..

MICRO TIP BOXES

For 96 micro tips of 2-20 μ l

For 96 micro tips of 2-200 μ l

For 100 micro tips of 200-1000 μ l..



BRI/MD - 0114

PLAQUES DE GROUPES SANGUINS

tailles:

4x4

6x6

6x10

BLOOD GROUPING PLATES

sizes:

4x4

6x6

6x10





PIPETTES JETABLES ESR

Nos tubes de haute qualité sont présentés avec la sécurité, la commodité de la précision et de la rapidité, économisez votre temps, améliorer votre efficacité.

C'est la collecte de sang et de stockage utile pour la sédimentation du sang dans la clinique, dans les laboratoires / hôpitaux.

DISPOSABLE ESR PIPETTES

Our High-quality tubes are featured with safety, accuracy Convenience and quickness, save your time, improve your efficiency.

It's useful blood collection and storage for blood sedimentation in clinic, in labs/ hospitals.



BRI/MD - 0116

FFP BOÎTES DE RANGEMENT

Combinaison de couleurs délicieux créé sur ces boîtes incarne la compréhension profonde de couleur de nos designers d'experts. L'utilisation de matériaux résistants rend ces cases très durable et fermer le couvercle de montage les protéger à partir de zéro et d'autres facteurs nocifs.

FFP STORAGE BOXES

Delightful color combination created on these boxes epitomizes the deep color understanding of our expert designers. Use of Strong materials makes these boxes highly durable and close fitting lid protect them from scratch and other harmful factors.




BRI/MD - 0117

FAITES GLISSER MAILER

Combinaison de couleurs délicieux créé sur ces boîtes incarne la compréhension profonde de couleur de nos designers d'experts. L'utilisation de matériaux résistants rend ces cases très durable et fermer le couvercle de montage les protéger à partir de zéro et d'autres facteurs nocifs.

SLIDE MAILER

Delightful color combination created on these boxes epitomizes the deep color understanding of our expert designers. Use of Strong materials makes these boxes highly durable and close fitting lid protect them from scratch and other harmful factors.



BRI/MD - 0118

Capacité	Pkg. (Nos.)	Capacity	Pkg. (Nos.)
2 Slides	25	2 Slides	25
5 Slides	25	5 Slides	25

TEST TUBE (SANS COUVERCLE)

tailles
 12x75 mm (5,0 ml)
 13x75 mm (5,0 ml)
 12x100 mm (8,0 ml)

TEST TUBES (WITHOUT CAP)

sizes
 12x75 mm (5.0 ml)
 13x75 mm (5.0 ml)
 12x100 mm (8.0 ml)



BRI/MD - 0119



TUBES À ESSAI (COUVERCLE À VISSER)

tailles:

12x80 mm (5,0 ml)
12x110 mm (8,0)

TEST TUBES (SCREW CAP)

sizes:

12x80 mm (5.0 ml)
12x110 mm (8.0)



BRI/MD - 0120

TUBES À ESSAI JETABLES

tailles:

12x80 mm (5,0 ml)
12x110 mm (8,0)

DISPOSABLE TEST TUBES

sizes:

12x80 mm (5.0 ml)
12x110 mm (8.0)



BRI/MD - 0121

SAC SANG CASSETTES DE STOCKAGE

Ces cassettes sac de stockage de sang de faciliter groupe identification sage et le stockage du sang total à distance, font de gerbage et l'entreposage du sang facile et systématique, et aident ainsi accidentelle Mix-Up.

Ceux-ci permettent la circulation de l'air libre d'air frais dans le sac aussi, et poche de sang reste uniformément cool. Ces cassettes incassables sont moulés en polypropylène et peuvent résister à des températures dans la gamme de -860C à 1210C.

Disponible en quatre couleurs:

blanc
bleu
jaune
rose

BLOOD BAG STORAGE CASSETTES

These blood bag storage cassettes facilitate group wise identification and storage of whole blood from a distance, make stacking and storage of blood easy and systematic, and thus help accidental mix-up.

These allow free air circulation of cool air within the bag also, and blood bag remains uniformly cool. These unbreakable cassettes are moulded in polypropylene and can withstand temperatures in the range of -860C to 1210C.

Available in four colours:

White
Blue
Yellow
Pink



BRI/MD - 0122



PRÉLÈVEMENT SANGUIN VIAL

Flacons de prélèvement sanguin / Flacons de stockage / fioles de sérum / Cryo Flacons
 Comme son nom l'indique, ces flacons sont couramment utilisés pour le stockage de matériel biologique, les cellules humaines et animales à des températures aussi basses que -190 ° C. Le capuchon est pourvu d'une bague d'étanchéité faisant le flacon étanche.

Disponible dans les volumes suivants:

- 3ml
- 6ml
- 10ml

BLOOD COLLECTION VIAL

Blood Collection Vials / Storage Vials / Serum Vials / Cryo Vials

As the name suggests, these vials are commonly used for storage of biological material, human and animal cells at temperature as low as -190°C. The cap is provided with built in seal ring making the vial leak-proof.

Available in the following volumes:

- 3 ml
- 6ml
- 10ml



BRI/MD - 0123

ÉLIMINATION DES CONTENANTS FORTE

Ergonomic handle for the more spacious models
 Anti-defluxion wings that prevent the outflow of the waste
 Mechanism for unhooking insulin needles
 Maximum filling level indicator
 Various supports available
 No emission of any harmful gasses during the incineration process

SHARP CONTAINER DISPOSAL

Ergonomic handle for the more spacious models
 Anti-defluxion wings that prevent the outflow of the waste
 Mechanism for unhooking insulin needles
 Maximum filling level indicator
 Various supports available
 No emission of any harmful gasses during the incineration process



BRI/MD - 0124

ROUGE PRODUITS EN CAOUTCHOUC

Tube rectal
 Autostatique cathéter / Mâle cot cathéter
 Ice Caps
 Seringue d'oreille
 Caoutchouc Enema seringue
 Coussins d'air (Rouge Rubber)
 Drainage ondulé en feuilles en caoutchouc rouge

RED RUBBER PRODUCTS

Rectal Tube
 Self Retaining Catheter/Malecot Catheter
 Ice Caps
 Ear Syringe
 Rubber Enema syringe
 Air Cushions (Red Rubber)
 Corrugated Drainage Sheet- Red Rubber



BRI/MD - 0125



Kit H.I.V Jetable

Kit se composent de

- Proto-robe 1pc.
- Hotte Cap-1pc.
- Cap de chirurgien (avec filtre anti-bactérien)-1pc.
- Legging de chaussures (longueur au genou), 1 paire
- Gants en latex pair.
- Fiche-PE 1pc.
- Lunettes-1pc.
- Carry Bag-1 pc.
- Masque-1pc.

Nous pouvons également faire sur mesure kits stériles à usage unique selon l'exigence du client comme

- Gynécologie et d'Obstétrique
- Chirurgie générale
- orthopédique
- Kit Urologie

conditionnement

Stérile, emballé individuellement dans peel pack de poche capable.

Boîte de 10.

H.I.V Kit Disposable

Kit consist of

- Proto Gown -1Pc.
- Hood Cap -1Pc.
- Surgeon's Cap (with Bacterial Filter) -1Pc.
- Shoe Legging (Knee Length) -1Pair
- Latex Gloves -1Pair.
- PE Sheet -1Pc.
- Goggles -1Pc.
- Carry Bag -1Pc.
- Face Mask -1Pc.

We can also make tailor made sterile disposable kits as per the Customer's requirement such as

- Gynaecology & Obstetrics
- General Surgery
- Orthopaedic
- Urology Kit

Packing

Sterile, individually packed in peel able pouch pack.

Box of 10.



BRI/MD - 0126

VÊTEMENTS D'HÔPITAUX ET D'UNIFORMES SARRAU

Matériaux: fibre de tergal et fibre conductrice

Distance du conducteur fibre: 5mm grille grid2.5mm strip5mm.

Couleurs: blanc, bleu, etc

HOSPITAL CLOTHING AND UNIFORMS LAB COAT

Materials: terylene fibre and conductive fibre
Distance of conductive fibre: 5mm strip5mm grid2.5mm grid.

Colors: white, blue,etc



BRI/MD - 0127

ROBE DE CHIRURGIEN STANDARD

Il est fait de SMS, SGM, Spun dentelle, Spun Bond et non W four tissu. La robe non tissé protège les micro-organismes et assure un grand confort de travail, en relation avec une augmentation respiration de la matière. Les robes sont de bons matériaux que la protection de l'air du périnée, de confort et de commodité, même pendant des opérations prolongées, l'eau replanter, alcoolique replanter, replanter liquide et antistatique 100% respirer.

STANDARD SURGEON GOWN

It's made of SMS, SMMS, Spun lace, Spun Bond and Non W oven Fabric. The non woven gown protects micro organisms and provides high comfort of work, connected with increased breathing of the material. The gowns provide good materials as air perneal protection, comfort and convenience even during prolonged operations, water replant, alcoholic replant, liquid replant and antistatic 100% breathe.



BRI/MD - 0128



RENFORCÉ ET CASAQUES BVB

Il est fait de BVB, SMS, SGM, Spun dentelle filée obligations et non-tissé. Barrière tissu respirant virale (BVB) est un stratifié polypropylène matériau composite à base tri avec un film monolithique perméable à l'air. Offre d'excellentes propriétés de barrière contre les virus du monde réel causant des maladies infectieuses telles que le VIH / sida et le SRAS. Les zones avant et la douille de la robe sont faites d'un tissu exceptionnellement doux, mais répulsif. Les matériaux sont 100% respirant, anti sang, anti alcool. Il est donc facile à porter pour longtemps la chirurgie. Impérieux zones renforcées sur le bras et la poitrine renforcement offre une résistance et une protection contre les coups grâce et fournit également le niveau de confort supplémentaire nécessaire pour les procédures prolongées.

REINFORCED AND BVB SURGICAL GOWNS

It is made of BVB, SMS, SMMS, Spun lace Spun bond and Non Woven Fabric. Breathable Viral Barrier (BVB) fabric is a tri laminate polypropylene based composite material with a breathable monolithic film. Provides excellent barrier properties against real world viruses causing infectious diseases such as HIV/AIDS & SARS. The front and sleeve areas of the gown are made of an exceptionally soft, yet repellent fabric. The materials are 100% breathable, anti blood, anti alcohol. So it's easy to wear for long surgery. Reinforced imperious zones on the arm & chest reinforcement offers superior strength and protection against strike through and also provides the extra level of comfort needed for extended procedures.



BRI/MD - 0129

SCRUBS

Scrubs se composent de 2 sacs avant et des pantalons en caoutchouc jumelé avec une usure confortable unisexe. Disponible dans le choix du matériau 2, TC et 65/35 coton libération du sol.

SCRUBS

Scrubs consist of 2 bags front and rubber pants paired with a comfortable unisex wear. Available in choice of material 2, TC and 65/35 cotton soil release.



BRI/MD - 0130

CHIFFONS PATIENTS

100% coton et Poly tissu de coton est utilisé pour faire des vêtements d'hôpital. Fabriqué à partir de tissus blancs ou teints ou imprimés, les vêtements d'hôpital que nous offrons sont Grandment appréciés par les clients, pour leur tissu de haute qualité

PATIENT CLOTHS

100% Cotton and Poly Cotton Fabric is used to make Hospital Clothes. Made from White or Dyed or Printed fabrics, the Hospital Clothes offered by us are widely appreciated by the clients, for their high quality fabric



BRI/MD - 0131

UNIFORMES INFIRMIÈRE

Uniforme d'infirmière, elles sont conçues pour répondre aux diverses exigences dans l'industrie médicale. Afin d'assurer sa qualité, il est artisanal utilisant le tissu de qualité supérieure en gardant à l'esprit les normes de l'industrie et les mesures de sécurité. Les clients peuvent bénéficier de ces infirmières uniformes selon les spécifications à des prix compétitifs.

NURSE UNIFORMS

Nurse Uniform, these are designed to meet various requirements in the Medical Industry. In order to ensure its quality it is craft using superior fabric keeping in mind the Industry norms and safety measures. Clients can avail these nurse uniforms as per the specification at competitive prices.



BRI/MD - 0132

SERVIETTES À L'HÔPITAL

Serviettes qui sont disponibles en différentes couleurs, motifs et dessins. Les serviettes offerts sont conçus et fabriqués à partir de tissu de classe suprême et d'autres matériaux alliés dans le respect des normes de l'industrie définies. Ces serviettes ont la forte parenté de l'eau et absorbe et enlève ingénieusement l'eau du corps.

HOSPITAL TOWELS

Towels that are available in various colors, patterns and designs. The offered towels are designed and crafted from supreme class fabric and other allied material in adherence with set industry norms. These towels have the strong kinship for water and resourcefully absorbs and removes the water from the body.



BRI/MD - 0133

DRAP DE LIT D'HÔPITAL ET TAIE D'OREILLER

Les draps sont fabriqués en utilisant des matières premières de qualité supérieure. Notre gamme de draps de lits d'hôpitaux est grandement apprécié pour ses modèles couleur, la solidité et la variété de conceptions. Ces draps sont appréciés pour avoir des effets de tissage zéro et peuvent également être fabriqués conformément aux spécifications fournies par les clients.

HOSPITAL BED SHEET AND PILLOW COVER

Bed Sheets are fabricated using premium quality raw material. Our range of Hospital Bed Sheets is widely appreciated for its colour patterns, fastness and variety of designs. These sheets are appreciated for having zero weaving effects and can also be manufactured in accordance to specifications provided by clients.



BRI/MD - 0134